

in postaci maseczki na twarz i rękawiczek ochronnych.

• Pasta polerująca Super Soft[®] może być stosowana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony fachowy personel stomatologiczny. Po styczności z proszkiem polerującym należy oczyścić powierzchnię unitu stomatologicznego wilgotną ściereczką.

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zabezpieczyć powierzchnię. Pobrac wystarczającą ilość pasty polerującej i umieścić w piersieniu aplikacyjnym, np. piersieniu profilaktycznym Lunos[®], naczyńiu do mieszania lub podobnym odpowiednim pojemniku. Pobrac pastę polerującą odpowiednim instrumentem polerującym i rozpocząć polerowanie. Należy zwracać uwagę, że między instrumentem polerującym a zębami musi zawsze znajdować się wystarczająca ilość pasty polerującej, aby zapobiec powstawaniu cienia na zębie. Z tego powodu należy również zwracać uwagę, aby nie przekraczać maksymalnej zalecanej przedkości ortodontowej podanej przez producenta urządzenia do polerowania. Należy przestrzegać instrukcji użycia podanej przez producenta urządzenia.

Magazynowanie i termin przydatności
Należy zwracać uwagę, aby natychmiast po pobraniu pasty z powrotem zamknąć dokładnie tubę, aby uniknąć wysychnięcia pasty.
Przechowywać w zamkniętych, wentylowanych pomieszczeniach, chroniąc przed wilgocią i intensywnym światłem, w temperaturze 0°C-25°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W przypadku przestrzegania warunków przechowywania termin przydatności wynosi 36 miesięcy, po pierwszym otwarciu 12 miesięcy.

Ustawienie

Ustawienie zgodnie z lokalnymi przepisami urzędowymi.

Skład

Pasta polerująca Super Soft Neutralna
Hydroksyapatyt, gliceryna, woda destylowana, zagęstnik, środek konserwujący (fenoksyetanol, ester PHB), emulgator.

Pasta polerująca Super Soft Pomarańczowa
Hydroksyapatyt, gliceryna, woda destylowana, zagęstnik, środek konserwujący (fenoksyetanol, ester PHB), emulgator.
* Metoda za Stookey/Schemehorn z substancją referencyjną punksem dla past do polerowania (J Dent Res, 1979 58(2); p.588-592), względna wartość RDA w porównaniu z produktem „P” = RDA 7, Wyniki pomiarów: produkt „P” = 126 / Super Soft = 15

SK NÁvod na použití

Lunos[®] Leštiaci pasta Super Soft Pomeranč / Neutrálni
„Leštiaci pasta „Super Soft“ je dostupná v nasledujúcich variantoch:
Neutrálnej (REF: CPZ740A0901), bez aromatických látok
Pomeranč (REF: CPZ750A0901), obsahuje limonen

Popis výrobku

„Leštiaci pasta Super Soft“ je zdravotnícky prostriedek. Tento prípravok je určen psoú k odbornému stomatologickému použitiu a smi byť použitý pouze odbornými pracovníkmi.
Receptúra neobsahuje látky živočíšneho pôvodu, gluten, laktozu, fruktózu ani mikroplasty.

Indikácie
• Smi se používat pouze s leštičnými nástroji určenými k profylaxii.
• Složka i šetrným odstránení mikrobiálních nánosů pláku na supragingiválních zubních plochách.
• Používání k leštění supragingiválních zubních ploch i leštění do vysokého lesku.
• Pro přípravu a čištění povrchů zubů před lepením ortodontických aparátů, před aplikací fluoridových přípravků, před aplikací bělících přípravků,nasazovaným kompozitním nádrží a fixních protetických náhrad, jako jsou např. inleje, korunky a fuzzy.
• Čištění a leštění mléčného chrupu a klinicky dostupných supragingiválních povrchů implantátů.

„Leštiaci pasta Super Soft“ má RDA <5* a je vhodná pro děti i dospělé za předpokladu, že není vyvinutý poškození reflex.

Kontraindikácie

„Leštiaci pasta Super Soft“ jsou kontraindikovány u pacientů se známou alergií na některou ze složek (např. limonen). Pokud mají pacienti alergii na limonen, doporučuje použít variantu „Leštiaci pasta Super Soft“ s neutrální příchutí.

Varování

Nepolykejte. Vyhněte se kontaktu s očima. Při kontaktu s očima vypláchněte dostatečným množstvím vody. Všechny závažné příznaky, které se vyskytnou v souvislosti s tímto produktem, musejí být neprodělně ohlášené výrobu a kompetentním úřadům v příslušném členském státě.

Bezpečnostní opatření

Při práci s „Leštiaci pasta Super Soft“ dbejte na vhodné ochranné vybavení: Pacienti při polerování mohou být vystaveni vdechování aerosolů, např. ochranné brýle, ochranné oblečení a ochranné rukavice. Používejte pouze odpovídajícím způsobem vysokými stomatologickými odbornými personi.

Bezpečnostní opatření

Při práci s „Leštiaci pasta Super Soft“ dbejte na vhodné ochranné vybavení: Pacienti při polerování mohou být vystaveni vdechování aerosolů, např. ochranné brýle, ochranné oblečení a ochranné rukavice. Používejte pouze odpovídajícím způsobem vysokými stomatologickými odbornými personi.
• Metoda podle Stookey/Schemehorna s referenční substancí pemzu pro profylaktické pasty (J Dent Res, 1979 58(2); p.588-592), relativní hodnota RDA ve srovnání s výrobkem „P” = RDA 7, Výsledky měření: výrobek „P” = 126 / Super Soft = 15

Príprava práce

Pri prvni práci odstráňte z tuby pečť originalnosti. Vytlačte dostatočné množstvo leštiacej pasty a naplňte ju do aplikáčného kružku, napr. profylaktického kružku Lunos[®] ľahkými Dappen nebo podobné vhodné nádoby. Pomocí vhodného leštičského nástroje naberte leštiaci pastu a začněte s leštěním. Dávejte pozor, aby bylo mezi leštičím nástrojem a zubem vždy dostatečné množství leštiací pasty, aby nedocházelo k přehřívání zubu. Ze stejného důvodu dbejte také na to, abyste nepřekračovali maximální doporučený počet otáček leštičského nástroje stanovený jeho výrobcem. Dodržujte návod k použití od výrobce přístroje.

Skádování a trvanlivost
Vždy dbejte na pečlivé uzavření tuby ihned po odebrání pasty, aby se zamezilo vysychání pasty.

Skladujte v uzavřených a dobře větrávaných prostorách chráněných před vlhkostí a intenzivním světlem při teplotě mezi 0 °C a 25 °C. Chráněte před přímým slunečním zářením. Při dodržování skladovacích podmínek činí doba použitelnosti 36 měsíců, po otevření 12 měsíců.

Likvidace

Likvidujte podle místních úředních předpisů.
Leštiaci pasta Super Soft Neutralní
Hydroxyapatit, glicerin, destilovaná voda, zahušťovadlo, konzervační přísada (fenoxyetanol, PHB ester), emulgátor, pomerančová aroma (obsahuje limonen), barviva (C.I. 15985, C.I. 16255)

Leštiaci pasta Super Soft Pomeranč
Hydroxyapatit, glicerin, destilovaná voda, zahušťovadlo, konzervační přísada (fenoxyetanol, PHB ester), emulgátor, pomerančová aroma (obsahuje limonen), barviva (C.I. 15985, C.I. 16255)
* Metoda podle Stookey/Schemehorna s referenční substancí pemzu pro profylaktické pasty (J Dent Res, 1979 58(2); p.588-592), relativní hodnota RDA ve srovnání s výrobkem „P” = RDA 7, Výsledky měření: výrobek „P” = 126 / Super Soft = 15

SK NÁvod na použití

Lunos[®] Leštiacia pasta Super Soft Pomeranč / Neutrálna
„Leštiacia pasta Super Soft“ je k dispozícií v nasledujúcich odmenách:
Neutrálna (REF: CPZ740A0901), bez aromatických látok
Oranžová (REF: CPZ750A0901), obsahuje limety

Popis výrobku

„Leštiacia pasta Super Soft“ je zdravotnícka pomôcka. Tento výrobok je určený len k profesionálnemu zubníckemu použitiu a smie ho používať iba kvalifikovaný personál!
Recept neobsahuje žiadne obsahové látky animálneho pôvodu, ani glutén, laktozu, fruktózu alebo mikropasty.

Indikácia

• smie sa nasadiť iba profylaxii vyvolujúcim nástrojom
• Pasta polerujúca Super Soft[®] môže byť stosovaná výlučne przez odpowiednio przeszkolony fachowy personel stomatologiczny.
• Po styczności z proszkiem polerującym należy oczyścić powierzchnię unitu stomatologicznego wilgotną ściereczką.
• k polierowi i uwykoskoleń polieruje supragingivalnych zębowych powłok
• k príprave a čisteniu zubných povrchov pred nalenpením ortodontických nosníkov, aplikácií fluoridových prípravkov, aplikácií bieliacich prípravkov, nasadeniu kompozitných nádrží a nasadeniu pevne sediacej protetiky, ako napr. inleje, onleje, korunky, fuzzy
• k čisteniu a lešteniu mléčného chrupu a klinicky dosiahnuteľných supragingiválnych implantných povrchov
• „Leštiacia pasta Super Soft“ vykazuje RDA o veľkosti < 5* a hodi sa deťom a dospelým, pokiaľ je zarúčené vytvorení hitací reflex.

Kontraindikácie

„Leštiacie pasty Super Soft“ sú kontraindikované u pacientov so známymi alergiami na ktorúkoľvek zložku (napr. limonen). Ak sú známe alergie po limonene, doporučame variant „Leštiacie pasty Super Soft“ „Neutrálny“.

Upozornenie

Neprehliadte. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami sa musia oči vypláchnuť nojným množstvom vody. Všetky závažné príznaky súvisia s týmto výrobkom sa musia bezodkladne oznámiť výrobcu a príslušnému úradu jeho členského štátu.

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s „Leštiacou pastou Super Soft“ dbejte na vhodný ochranný výstroj. Pacient a ošetrojúci lekár musia nosiť vhodný chrániaci oči, ako napr. ochranné okuliare. Ošetrojúci lekár musí nosiť vhodný ochranný výstroj vo forme chrániča nosa a úst a vhodné ochranné rukavice.
„Leštiacia pasta Super Soft“ smie aplikovať len primerane vyškolený zubolekářský odborný personál.
Povrchy dentálnej jednotky očistite po kontakte s leštiacou pastou vlnkým súčkom.

Príprava práce

Pri prvej aplikácii sa musí z tuby odstrániť jej pečat originality. Odoberť postačujúce množstvo leštiacej pasty a naplniť do aplikabného kružku, napr. do profylaktického kružku Lunos[®]. Dároveň nádoby alebo podobné nádoby, pomocí vhodného leštičského nástroja naberte leštiacu pastu a začinite leštie postup. Dbejte, prosím, na to, aby ste zabránili vývoju horúčavy na zube, pretože zvýši musí postuče množstvo leštiacej pasty medzi leštičím nástrojom a zubom. Z toho istého dôvodu dbejte tiež na to, aby ste neprekročili maximálne odporúčané množstvo otáčok výrobcu leštičského nástroja. Dodržujte návod na použitie výrobu nástroja.

Skladovanie a maximálna trvanlivosť

Dbejte, prosím, na to, aby ste tuby ihneď po prevzatí pasty opäť starostlivo zatvorili, čím zabránite vysychaniu pasty.
Skladujte v uzavřených, větrávaných místnostech, přičemž sa vyhýbajte vlhkosti a intenzívnemu svetlu, skladujte pri teplotě medzi 0 °C a 25 °C. Chráněte před přímým slunečním zářením. Při dodržání skladovacích podmínek je doba použitelnosti 36 mesiacov, po otvorení obalu 12 mesiacov.

Likvidácia odpadu

Likvidujte podľa miestnych úradných predpisov.

Zloženie

Leštiacia pasta Super Soft Neutral
hydroxyapatit, glicerin, destilovaná voda, zhušťovadlo, konzervačný prostriedok (fenoxyetanol, ester PHB), emulgátor.

Leštiacia pasta Super Soft Orange
hydroxyapatit, glicerin, destilovaná voda, zhušťovadlo, konzervačný prostriedok (fenoxyetanol, ester PHB), emulgátor, oranžová vôňa (obsahuje limonen), farbivo látky (C.I. 15985, C.I. 16255)

* Metóda podľa Stookey/Schemehorna s referenčnou substanciou - pemzu pre pasty používané v rámci preventívnych prehliadok (J Dent Res, 1979 58(2); p.588-592), relatívna hodnota RDA v porovnaní s produktom „P” = RDA 7, Výsledky merania: Produkt „P” = 126 / Super Soft = 15

SL Návodila za uporabo

Lunos[®] Polirna pasta Super Soft Oranž / Neutrálna
„Polirna pasta Super Soft“ je na voljo v naslednjih različicah:

Neutrálna (REF: CPZ740A0901), brez arom
Pomaranč (REF: CPZ750A0901), vsebuje limonen

Opis izdelka

„Polirna pasta Super Soft“ je medicinski pripomoček. Ta pripomoček je namenjen le za profesionalno zobozdravstveno uporabo in ga sme uporabljati izključno strokovni osebje!

Recept ne vsebuje živalskih sestavin, glutena, laktoze, fruktoze in mikroplastike.
Indikacije
• samo za uporabo s polirnimi instrumenti, ki so namenjeni za profilakso;
• za nežno odstranjevanje mehkih oblog na supragingivalnih zobnih površinah;
• za poliranje in poliranje za visok sijaj supragingivalnih zobnih površin;
• za pripravo in čiščenje zobnih površin pred nameščenjem ortodontskih zobnih aparatov, nanosom pripravkov s fluoridom, nanosom pripravkov za beljenje, nameščenjem kompozitnih restavracij in fixne protetik, napr. inlejev, onlejev, koron in zobov.
• za čiščenje in poliranje mlečnih zob in na klinično dosegljivih, supragingivalnih površinah implantatov.

„Polirna pasta Super Soft ima RDA < 5* in je primerna za otroke in odrasle, če imajo razvit požirni reflex.

Opozorilo

Ne pogoltajte. Izogibajte se stiku s očmi. V primeru stika s očmi izperite z obilno vodo. O vseh resnih dogodkih, ki nastanejo v povezavi s tem izdelkom, je treba takoj poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v vaši državi članici.

Previdnostni ukrepi

Pri delu s „polirno pasto Super Soft“ je treba paziti na ustrezno varovalno opremo: pacienti in tehnič/zdravnik morata nositi posebno zaščito za oči, npr. zaščitna očala. Tehnič/zdravnik mora nositi ustrezno varovalno opremo in obliki zaščite ust in nosu ter zaščitne rokavice.

„Polirno pasto Super Soft“ lahko uporabljajo le ustrezno izobraženi zobozdravstveni strokovnjaki.
Površine zobne enote po stiku s polirno pasto očistite z vlažno krpo.

Previdnostni ukrepi

Pri delu s „polirno pasto Super Soft“ je treba paziti na ustrezno varovalno opremo: pacienti in tehnič/zdravnik morata nositi posebno zaščito za oči, npr. zaščitna očala. Tehnič/zdravnik mora nositi ustrezno varovalno opremo in obliki zaščite ust in nosu ter zaščitne rokavice.

„Polirno pasto Super Soft“ lahko uporabljajo le ustrezno izobraženi zobozdravstveni strokovnjaki.
Površine zobne enote po stiku s polirno pasto očistite z vlažno krpo.

Indikácie
• Polirne paste Super Soft“ sú kontraindikované pri bolníkch z známymi alergiami na sestavine pasty (napr. limonen). Keď je známa alergia na limonen, priporúčame uporabo „neutrálnej“ različice „polirne paste Super Soft“.

Opozorilo

Ne pognáľte. Izogibajte se stiku s očmi. V prípade stika s očmi izperite z obilno vodo. O vseh resných dogodkoch, ki nastanejo v povezavi s tem izdelkom, je treba takoj poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v vaši državi članici.

Previdnostní opatření
Při práci s „polirnou pastou Super Soft“ je třeba dávat na ústředně varovano opremo: pacienti i tehnič/zdravník morata nositi přenosnou zaštitu za oči, např. zaštitná očala. Tehnič/zdravník mora nositi ustředně varovano opremo v oblihi zaštitě ust i nosu ter zaštitné rukavice.

„Polirno pasto Super Soft“ lahko uporabljajo le ustrezno izobraženi zobozdravstveni strokovnjaki.
Površine zobne enote po stiku s polirno pasto očistite z vlažno krpo.

Indikácie
• Polirne paste Super Soft“ sú kontraindikované pri bolníkch z známymi alergiami na sestavine pasty (napr. limonen). Keď je známa alergia na limonen, priporúčame uporabo „neutrálnej“ različice „polirne paste Super Soft“.

Opozorilo

Ne pognáľte. Izogibajte se stiku s očmi. V prípade stika s očmi izperite z obilno vodo. O vseh resných dogodkoch, ki nastanejo v povezavi s tem izdelkom, je treba takoj poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v vaši državi članici.

Previdnostní opatření
Při práci s „polirnou pastou Super Soft“ je třeba dávat na ústředně varovano opremo: pacienti i tehnič/zdravník morata nositi přenosnou zaštitu za oči, např. zaštitná očala. Tehnič/zdravník mora nositi ustředně varovano opremo v oblihi zaštitě ust i nosu ter zaštitné rukavice.

„Polirno pasto Super Soft“ lahko uporabljajo le ustrezno izobraženi zobozdravstveni strokovnjaki.
Površine zobne enote po stiku s polirno pasto očistite z vlažno krpo.

* Metóda po Stookey/Schemehornu z referenčnou snovjo plovcem za profilaktické pasty (J Dent Res, 1979 58(2); p.588-592), relatívna RDA-vhodnosť v porovnání s výrobkem „P” = RDA 7, Rezultati meritev: Proizvod „P” = 126 / Super Soft = 15

Distribúcia: DÜRR DENTAL SE.
Hofheimpe Str. 17, 74321 Biehlheim-Bissingen, Germany, info@duerdental.com

HR Upute za upotrebu

Lunos[®] Pasta za poliranje Super Soft Naranča / Neutrálno
„Pasta za poliranje Super Soft“ dostupna je u sledećim varijantama:
Neutralna (REF: CPZ740A0901), bez aromatičnih tvari
Naranča (REF: CPZ750A0901), sadržiava limonen

Opis proizvoda

„Pasta za poliranje Super Soft“ je medicinski proizvod. Ovaj je proizvod namenjen sam profesionalnoj stomatološkoj primjeni i smije ga primenjivati samo stručno osoblje!
Recept ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla, gluten, laktozu, fruktozu i mikroplastiku.

Indikacija

• smije se primjenjivati samo s instrumentima za poliranje koji su prikladni za profilaksu
• za pažljivo uklanjanje mekih naslaga plaksa sa supragingivalnih površina zuba
• za poliranje i poliranje do visokog sjaja supragingivalnih površina zuba
• za pripremu i čišćenje površine zuba prije postavljanja ortodontskih aparata, primjene fluoridnih preparata, primjene preparata za izbijeljivanje, postavljanja protetskih restoracija i fiksnih protetskih aparata
• za čišćenje i poliranje zagrta mlječnih zubi i na klinički dostupnim, supragingivalnim površinama implantata
„Pasta za poliranje Super Soft“ ima RDA < 5* i prikladna je za djecu i odrasle ako je osigurana stabilna refleks gutanja.

Kontraindikacije

„Paste za poliranje Super Soft“ su kontraindicirane u pacijenata s poznatim alergijama na sastojke paste (npr. limonen). Ako je poznato da je pacijent alergičan na limonen, preporučuje se varijanta „Neutral“ „paste za poliranje Super Soft“.

Napomena o upotrezi

Nemojte gutati. Izbjegavajte dodir s očima. U slučaju dodira s očima isprati obilnom količinom vode. Svi ozbiljni događaji koji se jave vezano uz ovaj proizvod moraju se odmah prijaviti proizvođaču i nadležnoj državnoj službi države članice.

Mjere opreza

Pri radu s „pastom za poliranje Super Soft“ obratite pozornost na prikladnu zaštitu opreke! Izbjegujte u uzavřených, větrávaných místnostech, přičemž sa vyhýbajte vlhkosti a intenzívnemu svetlu, skladujte pri teplotě medzi 0 °C a 25 °C. Chráněte před přímým slunečním zářením. Při dodržání skladovacích podmínek je doba použitelnosti 36 mesiacov, po otvorení obalu 12 mesiacov.

Likvidujte podľa miestnych úradných predpisov.
Zloženie
Leštiacia pasta Super Soft Neutral hydroxyapatit, glicerin, destilovaná voda, zhušťovadlo, konzervačný prostriedok (fenoxyetanol, ester PHB), emulgátor, oranžová vôňa (obsahuje limonen), farbivo látky (C.I. 15985, C.I. 16255)

* Metóda podľa Stookey/Schemehorna s referenčnou substanciou - pemzu pre pasty používané v rámci preventívnych prehliadok (J Dent Res, 1979 58(2); p.588-592), relatívna hodnota RDA v porovnaní s produktom „P” = RDA 7, Výsledky merania: Produkt „P” = 126 / Super Soft = 15

SL Návodila za uporabo
Lunos[®] Polirna pasta Super Soft Oranž / Neutrálna
„Polirna pasta Super Soft“ je na voljo v naslednjih različicah:

Neutrálna (REF: CPZ740A0901), brez arom
Pomaranč (REF: CPZ750A0901), vsebuje limonen

Opis izdelka

„Polirna pasta Super Soft“ je medicinski pripomoček. Ta pripomoček je namenjen le za profesionalno zobozdravstveno uporabo in ga sme uporabljati izključno strokovni osebje!

Recept ne vsebuje živalskih sestavin, glutena, laktoze, fruktoze in mikroplastike.
Indikacije
• samo za uporabo s polirnimi instrumenti, ki so namenjeni za profilakso;
• za nežno odstranjevanje mehkih oblog na supragingivalnih zobnih površinah;
• za poliranje in poliranje za visok sijaj supragingivalnih zobnih površin;
• za pripravo in čiščenje zobnih površin pred nameščenjem ortodontskih zobnih aparatov, nanosom pripravkov s fluoridom, nanosom pripravkov za beljenje, nameščenjem kompozitnih restavracij in fixne protetik, napr. inlejev, onlejev, koron in zobov.
• za čiščenje in poliranje mlečnih zob in na klinično dosegljivih, supragingivalnih površinah implantatov.

„Polirna pasta Super Soft ima RDA < 5* in je primerna za otroke in odrasle, če imajo razvit požirni reflex.

Opozorilo

Nemojte gutati. Izbjegavajte dodir s očima. U slučaju dodira s očima isprati obilnom količinom vode. Svi ozbiljni događaji koji se jave vezano uz ovaj proizvod moraju se odmah prijaviti proizvođaču i nadležnoj državnoj službi države članice.

Mjere opreza

Pri radu s „pastom za poliranje Super Soft s neutralnim okusom“ obratite pozornost na prikladnu zaštitu opreke! Izbjegujte u uzavřených, větrávaných místnostech, přičemž sa vyhýbajte vlhkosti a intenzívnemu světlu, skladujte při teplotě mezi 0 °C i 25 °C. Zaštitě před přímým slunečním zářením. Při dodržování skladovacích podmínek činí doba použitelnosti 36 měsíců, po otevření obalu 12 měsíců.

Likvidujte podľa miestnych úradných predpisov.
Zloženie
Leštiacia pasta Super Soft Neutral hydroxyapatit, glicerin, destilovaná voda, zhušťovadlo, konzervačný prostriedok (fenoxyetanol, ester PHB), emulgátor.

* Metóda podľa Stookey/Schemehorn s referenčnou bari plovcu za paste za profylaxii (J Dent Res, 1979. 58(2); p.588-592), relatívna RDA vlnjednoti u spotrebi s proizvodom „P” = RDA 7, Rezultati merenja: Proizvod „P” = 126 / Super Soft = 15

Zastupnik u Hrvatskoj: DÜRR DENTAL SE.
Hofheimpe Str. 17, 74321 Biehlheim-Bissingen, Germany, info@duerdental.com

HU Használati utasítás

Lunos[®] Polirpaszta Super Soft Narancs / Semleges
„A „Super Soft polirpászta” az alábbi változatokban kapható:

Semleges (REF: CPZ740A0901), aromaanyagok nélkül
Narancs (REF: CPZ750A0901), illenőnt tartalmaz

Termékleírás
A „Super Soft polirpászta” orvostechnika termék. Ez termék kizárólag professzionális fogorvosi használatra rendeleltet és kizárólag szakszemélyzet által használható.

A receptre szerint nem tartalmaz által eredeti anyagokat, gluten, laktozt, fruktózt és mikroműanyagot.

Javallat

• csak a profilaktikus alkalmas polirpászta készülékekkel használható
• a puha plakkerakodások kíméletes eltávolítása a supragingivális fogfelületekről
• a supragingivális fogfelületek polirpászta és magas fényű polirpászta
• a fogfelületek elkészítéséhez és tisztítására fogszabályozó konzolok fogszállasztása, fluoridkezelmények, alkalmaszása, fehérítő készítmények, alkalmaszása, íme paste izdítására, felhelyezésre, valamint fix protézisek (pl. inlejek, Onlejek, koronák, héjak) behelyezésére előtti
• a fogak, illetve klinikailag elérhető, supragingivális implantátumfelületek tisztítása és polírozása

A „Super Soft polirpászta” RDA < 5* értékű mutat, és használata alkalmas gyermekeken és felnőtteken egyaránt, ha már garantált a kialakult nyelési reflex.

Kontraindikáció

„Super Soft polirpászta” ellenjavalltak olyan betegeknek, akikről tudott, hogy allergiásak a paszta összetevőire (pl. limonen). Ha ismert a limonallergia, akkor a „Super Soft polirpászta” „semleges” változata ajánlott.

Felhasználás

Lenyeli által. Szemmel való érintkezés kerülendő. Szemmel való érintkezés esetén bő vizetl kiöblöztetni. Minden, a termékkel összefüggő súlyos, váratlan eseményt a gyártónak és annak tagjainak az illetékes hatóságnak azonnal jelenteni kell.

Övintézkedések

A „Super Soft polirpászta” anyagval történő munkavégzéshez ajánljuk a megfelelő védőfelszerelést: a betegnek és a felhasználónak megfelelő szemvédőt, pl. védőszemüveget kell viselnie.
A felhasználónak megfelelő védőfelszerelést (száj- és orrmaszk) és megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

A „Super Soft polirpászta” anyagot csak megfelelően képzett fogászati szakszemélyzet alkalmaz