

KAVO

# AMIQA

Einfach unverzichtbar.



**KAVO**  
Dental Excellence

# KaVo – Die Dentaleinheit. Die Investition in Ihre Gesundheit.



KaVo Dentaleinheiten sind der verlässliche Partner in Ihrer Praxis. Nur KaVo Dentaleinheiten stellen eine natürliche Körperhaltung mit außergewöhnlichem Freiraum bei gleichzeitig kurzen Greifwegen sicher und sind die perfekte, ergonomische Lösung für jede erdenkliche Behandlungssituation. Unser Anspruch: Höchste Hygienestandards mit einem ästhetischen Design zu kombinieren und dadurch eine Wohlfühlatmosphäre für Anwender und Patient zu schaffen. Abgerundet wird dieses perfekt abgestimmte Gesamtpaket für den zahnärztlichen Arbeitsplatz durch eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit - Made in Germany.



## ERGONOMIE

Arbeiten Sie so entspannt wie Ihre Patienten liegen. Das Wohlbefinden und die langfristige Gesunderhaltung des Praxisteams haben höchste Priorität.



## USER EXPERIENCE

Durchdachte Funktionalität trifft auf smarte Individualisierungsmöglichkeiten - für Ihren Erfolg und mehr Spaß an der Arbeit.



## HYGIENE

Mehr Sicherheit in allen Arbeitsschritten - entdecken Sie, was umfassende Hygiene bei KaVo bedeutet. Überzeugen Sie sich von vollautomatisierten Prozessen und intelligenten, intuitiven Hygienelösungen.



## QUALITÄT

Die Grundlage für Vertrauen - KaVo bietet Ihnen seit über 100 Jahren Qualität „Made in Germany“. Wir verarbeiten nur hochwertige, solide Komponenten und prüfen alle Produkte auf die strikte Einhaltung höchster internationaler und interner Qualitätsstandards. Für das Plus an Langlebigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit.




  
**ERGONOMIE**



  
**USER EXPERIENCE**

  
**HYGIENE**

  
**QUALITÄT**



**In jeder Lage für Sie da**

- Optimale Beinfreiheit, eine schlanke Rückenlehne und Kopfstütze erleichtern den Zugang zum Patienten
- Komfort von Kopf bis Fuß für Patient und Anwender
- Entspannende Atmosphäre: Indirekte Beleuchtung und SPALight
- Flexible Anpassung dank großem Höhenverstellbereich und hoher Belastbarkeit
- Leicht, multifunktional und ideal für entspanntes Arbeiten: der ergonomische KaVo Fußanlasser
- Mehr Sehen mit der KaVo Lumina Leuchte

**Modernste Technologie, intuitive Bedienung und maximale Effizienz für ein erstklassiges Praxiserlebnis**

- Reaktiv, intuitiv, schnell und einfach: Hochauflösendes 7" Touchdisplay
- Effizientes Arbeiten: Schneller Zugriff auf alle Funktionen optimiert Ihre Abläufe
- Zentrale Steuerung: Stuhl-, Hygiene- und Leuchtenfunktionen schnell und einfach für Behandler und Assistenz bedienbar
- Einfache Patientenkommunikation an der Einheit für Transparenz und Vertrauen

**Ein gutes Gefühl vor, während und nach der Behandlung**

- Höchste Behandlungssicherheit und Zuverlässigkeit: KaVo DVGW Wasserblock – der unangefochtene Vorreiter
- Voll automatisiertes Hygienecenter: kümmert sich um die Aufbereitung der wasserführenden Leitungen
- Immer auf der sicheren Seite dank einfacher Schritt für Schritt Anleitungen
- Einzigartige Absaugdesinfektion mit Gel sorgt für langanhaltende Reinigungsergebnisse

**Designed, Developed and Manufactured in Germany**

- Extrem belastbar: 143 kg Metall bilden die solide Basis
- Hochwertige Kunststoffe: zertifiziert für höchste Anforderungen im täglichen Betrieb
- Wartungsarm und servicefreundlich: neueste Technologie trifft auf bewährte Elektronikbausteine
- Zuverlässig auch unter schweren Bedingungen: auf über 10 Jahre Lebensdauer geprüft und mit 660 kg Belastung getestet
- Schnelle und professionelle Hilfe: Profi Service vor Ort und via Hotline



## **Einfach. Richtig. Gut.** Weil es auf echte Werte ankommt.

Die KaVo amiQa steht nicht nur mit ihrem Namen für die wichtigsten Attribute echter Freundschaft: Wahre Freunde lassen uns niemals im Stich. Sie schenken uns Sicherheit und zaubern uns immer wieder aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, vereint die amiQa die Essenzen der KaVo DNA in einem schlanken Konzept: Top-Qualität, durchdachte, einfache Hygieneprozesse, raffinierte Ergonomie und junges Design. Von der Basis- bis zur Spezialistenausstattung überzeugt die amiQa so mit ihren äußeren und inneren Werten.

Darauf können Sie sich verlassen: Wie eine echte Freundin steht die KaVo amiQa Ihnen treu zur Seite – im besten Fall ein Leben lang.

## KaVo amiQa – die Highlights:



### Das Design – dynamisch, modern und kompakt

1. Stylisher Look durch besonders sportliches Design
2. Schlanker Gerätekörper mit klarer Linienführung
3. Kompaktes Assistenzelement mit drei Instrumentenablagen, auch als rechts-/links-schwenkbare Variante zur Umwandlung in eine beidhändig nutzbare Dentaleinheit verfügbar
4. 14 Polsterfarben passend zu den aktuellen Interior Trends
5. Optionales Beleuchtungselement für indirektes Licht und ein entspanntes Spa-Ambiente

### Das Arztelement – vertrauen Sie einfach Ihrer Intuition

6. Drei kompakte, für Rechts- oder Linkshänder geeignete Tisch-Versionen: TM-Tisch, S-Tisch und Cart
7. Hochauflösendes 7“ Touchdisplay: Intuitiv und taktil für schnellen und direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
8. Kompakte Variante mit 4 Instrumentenablagen, alternativ mit 5 oder 6 Ablagen wählbar
9. Vielfältige Ausstattungsoptionen von der Basis- bis zur Spezialistenversion: für alle Indikationen inkl. integrierbarer Endodontie- und Chirurgiefunktion
10. KaVo eSCALER: Zuverlässiger, voll aufbereiter Ultraschallscaler für effiziente Prophylaxe, Made by KaVo
11. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: 3-in-1 Intraoralkamera zur perfektionierten Kariesdiagnostik in Full-HD
12. Spielend leichte und vernetzungsunabhängige Patientenkommunikation mit der autarken Variante KaVo CONNECTbase oder vernetzt mit CONNECTlink

### Das Ergonomiekonzept – gesund Arbeiten in jeder Behandlungssituation

13. Kompakter Patientstuhl für ein Höchstmaß an Ergonomie: Beinfreiheit, frei positionierbarer, leichter Fußanlasser, eine schlanke Rückenlehne und Kopfstütze erleichtern den Zugang zum Patienten
14. Weiches Softpolster für entspannten Liegekomfort
15. Nach unten schwenkbare Armlehnen erleichtern das komfortable Ein- und Aussteigen, ohne die Bewegungsfreiheit des Behandelnden einzuschränken
16. Kurze Greifwege und direkt integrierbare Ausstattungsoptionen
17. Extrem leichter Multifunktionsfußanlasser für ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten im Stehen und Sitzen – auch als kabellose Version erhältlich

### Die Hygienefunktionen – mit Sicherheit leicht gemacht

18. Intuitiver Hygieneguide und kompaktes Hygienecenter für automatisierte Spülung und Entkeimung der Instrumentenschläuche. Zusätzliche Wasserzapfstelle für die Absaugschläuche

### Das Highlight-Accessoire – modernste Technologie für beste Sicht

19. Die neue KaVo Lumina Behandlungsleuchte mit UX Light Technologie, SPALight, COMPOshape Modus und faszinierender Leichtigkeit

## Ciao, bella!

Die neue KaVo amiQa überzeugt nicht nur durch ihre inneren Werte, sondern auch optisch direkt auf den ersten Blick. Vor allem dank des leichten, sportlichen Designs und der klaren Linienführung fügt sie sich auch in kleine Praxisräume perfekt ein. Der schlanke und kompakte Gerätekörper ist mit seinen Designkanten ganz im Stil der neuen KaVo Generation gehalten. Abgerundet wird der frische, individuelle Look der KaVo amiQa durch die KaVo Polsterfarben „Inspired by Nature“, die perfekt zu den neuesten Interieur-Trends passen. Die KaVo Farbkollektion besteht aus 14 Nuancen und ist sowohl für die komfortablen Premiumpolster der RELAXline mit den hochwertigen Designnähten als auch für die klassischen KaVo Softpolster mit mattem Finish und den sportlichen Design Lines verfügbar.

Das optionale Beleuchtungselement am Stuhl sorgt zusätzlich für sanftes, indirektes Licht und entspanntes Spa-Ambiente.

# EINFACH BRILLANT – DIE NEUE TOUCH- SCREEN-GENERATION



Die Reaktionsgeschwindigkeit und Brillanz der neuen KaVo Touchscreen-Generation überzeugen schon bei der ersten Berührung. Die selbsterklärende, intuitive Nutzeroberfläche des Arztelements mit ihrem hochwertigen Glas-Panel sorgt für reibungslose, zügige und entspannte Arbeitsabläufe.

## Eine Freundin fürs Leben

Das Prinzip der KaVo uniQa ist perfekt einfach: in jeder Behandlungssituation ist sie zuverlässig für Sie da und leistet ganze Arbeit. Als unterstützende Partnerin an Ihrer Seite passt sie sich optimal Ihren Bedürfnissen an: Arzt- und Assistenzelement lassen sich variabel bestücken. Individuelle Einstellungen für unterschiedliche Behandler, wie z. B. die Direkttastenbelegung auf dem Homescreen, sind einfach programmierbar. Und selbst wenn sich die Bedingungen verändern sollten, bleibt Ihnen die KaVo uniQa treu: Viele Anpassungen sind nachrüstbar – von fünf auf sechs Ablagen oder die Ergänzung der Endodontie- und Chirurgiefunktionen. Das ist echte Freundschaft!



*Immer passend eingestellt: Abgespeicherte Parameter für bis zu fünf Behandlungsarten können für jedes Instrument schnell und zuverlässig abgerufen werden. Und das für bis zu sechs Behandler.*

## Beeindruckend intuitiv

Das Touchdisplay der neuesten Generation ist nicht nur optisch ein Hingucker: Seine hohe Auflösung, die einfache, intuitive Bedienung und die hohe Reaktionsgeschwindigkeit machen das Display zum perfekten Begleiter im Alltag. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie auf einen Blick und können auf jegliche Funktionen schnell und einfach zugreifen.

Simply perfect!

TM-Tisch



S-Tisch



Cart



**Links- oder rechtshändig?  
Am besten beides!**

Alle drei Tisch-Versionen der amiQa sind für Rechts- und Linkshänder verfügbar. Egal für welche Version Sie sich heute entscheiden, Sie können sie später bei Bedarf umrüsten. Auch eine Kombination ist möglich: Beispielsweise ermöglichen der S-Tisch und das Cart mit dem nach rechts- und links-schwenkbaren Assistentenelement den einfachen Seitenwechsel jederzeit.



**Keep it smart und simple –  
und passend zu Ihrem Bedarf**

Die praktische 4er-Instrumentenablage des Arztelements eignet sich ideal für Basisanforderungen oder Prophylaxe-Anwendungen. Das Arztelement der amiQa lässt sich bei der Konfiguration auch zu einer 5er- und sogar 6er-Instrumentierung aufrüsten. Sie entscheiden, was Sie brauchen und was Sie sich im Praxisalltag wünschen.

**Aller guten Dinge sind drei –  
wählen Sie Ihre optimale Tischversion**

Kurze und ergonomische Greifwege ermöglichen alle drei Varianten der amiQa-Arztelemente. Je nach Geschmack bieten TM-Tisch, Cart und S-Tisch verschiedene Vorteile im Praxisalltag: So verfügt der S-Tisch über drei ergonomisch komfortable Rastpositionen, die das Gewicht der Instrumentenschläuche bei einer Länge von 50 cm, 70 cm oder 90 cm optimal ausbalancieren. Bei der Cart-Variante ist das Arztelement nicht hängend über dem Patienten, sondern auf Rollen neben dem Behandlungsstuhl montiert. Die TM-Tisch Variante überzeugt mit einer besonders großzügigen Ablagefläche, die eine ideale Brücke zwischen Behandler und Assistent bildet.

# KaVo INSTRUMENTE – DEN UNTERSCHIED FÜHLEN

Am Anfang unserer Instrumente stehen edelste Zutaten, die exklusiv für unsere Produkte entwickelt wurden. In Kombination mit unserer einzigartigen Produktarchitektur - erschaffen aus dem Vollen - führt dies zu außerordentlicher Präzision und Langlebigkeit. Wir sind der Ursprung heutiger Standards dentaler Instrumente. Dieser Erfahrungsschatz aus über einem Jahrhundert stetiger Innovation spiegelt sich in der Formgebung und Funktion unserer heutigen Instrumente wider. Das Ergebnis - Höchstleistung des Anwenders durch präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.



## Leben Sie Ihren Anspruch

Geben Sie sich auch bei der Instrumentierung nur mit dem Besten zufrieden: KaVo Instrumente decken sämtliche Einsatzbereiche ab, bieten Ihnen beste Sicht sowie optimalen Zugang zur Kavität - damit Sie stets mit allerhöchster Qualität und Präzision behandeln können. Speziell in Kombination mit dem extrem kompakten, leichten und lauffruhigen Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED arbeiten Sie dank SMARTdrive im gesamten Drehzahlpektrum von 100 bis 40.000 U/min besonders effizient und ermüdungsfrei.



## Spezielles, nicht nur für Spezialisten



### Der neue KaVo eSCALER

Der neue KaVo eSCALER ist Made in Germany – Made by KaVo.

Mit dem KaVo eSCALER wird die Zahnreinigung hochpräzise und zeitsparend: Die linear oszillierende Spitzenbewegung mit bis zu 30.000 Hz ermöglicht eine besonders effektive Behandlung. Die exakt definierte Ultraschallschwingung, das ergonomisch geformte Handstück, die taghelle Ausleuchtung und die filigranen Spitzen, mit denen auch schwer zugängliche Stellen einfach zu erreichen sind, sorgen sowohl beim Patienten als auch beim Anwender für höchsten Behandlungskomfort.




### KaVo SONICflex – Das Universalgenie für echte Spitzenleistungen

Das KaVo SONICflex ist das Universalgenie für fast alle Indikationen und sorgt für eine angenehme, substanzschonende Behandlung. Die sanft oszillierende Schallschwingung mit ca. 6.000 Hz und eine Spitzenauswahl von über 50 Spitzen macht den Scaler bei Patienten und Behandlern gleichermaßen beliebt und eignet sich perfekt für sämtliche Anwendungsbereiche, wie z.B. Prophylaxe, Endodontie, Parodontologie, minimalinvasive Kariestherapie oder Präparation.

### Endodontie auf die Spitze gebracht

Durch die integrierten Endofunktionen mit 3 verschiedenen Modi zur Feilensteuerung sparen Sie sich die Anschaffung eines teuren Endodontiegeräts.

Dank der integrierten Feilendatenbank mit knapp 200 voreingestellten Feilen können Sie alle wichtigen Parameter wie Übersetzung und Drehmomentwerte direkt über das Arztelement abrufen, einstellen und abspeichern – und neue Feilen jederzeit zusätzlich aufnehmen.




### Die clevere Chirurgie-Option


Gestalten Sie sich auch anspruchsvollste Arbeiten so angenehm wie möglich: Statten Sie Ihre KaVo amiQa zusätzlich mit dem KaVo INTRA LUX S600 LED aus. Er ist einer der leichtesten und kleinsten Chirurgiemotoren. In Kombination mit den KaVo Chirurgie-Instrumenten und der integrierten Kochsalzpumpe stehen Ihnen so die uneingeschränkten Funktionen eines modernen Chirurgiegeräts zur Verfügung.



# WEIL GESUNDHEIT DAS HÖCHSTE GUT IST



Die Investition in eine KaVo Dentaleinheit wird dank des durchdachten Premium-Ergonomiekonzepts immer zu einer Investition in die Gesundheit des Praxisteam. Auch das ergonomische Gesamtpaket der KaVo amiQa ist auf eine möglichst belastungsfreie Behandlungstätigkeit in gesunder, rückenfreundlicher Körperhaltung mit intuitiven Abläufen ausgelegt. Und natürlich sollen auch Ihre Patienten davon profitieren: Auf dem KaVo amiQa Behandlungstuhl liegen sie bequem und entspannt.



Die KaVo amiQa garantiert Ihnen auch bei sehr hohem Patientengewicht den vollen Funktionsumfang der Dentaleinheit.



## Echte Freunde...

### ... zeigen Größe

Die variable Höhe des Patientenstuhls liegt zwischen 350 mm und 830 mm und gewährleistet so ergonomisch optimale Bedingungen, egal ob Sie lieber im Sitzen oder Stehen behandeln.

### ... geben Freiheit

Der Patientenstuhl der KaVo amiQa bietet ausreichend Platz und angenehme Beinfreiheit. Auch den Fußanlasser können Sie an der Stelle positionieren, die für Sie angenehm ist – das schlanke Design des Patientenstuhls und der Trittplatte geben dafür ausreichend Freiraum. So können Sie entspannt und rückenfreundlich mit ausreichend Nähe zum Patienten arbeiten.




## In jeder Lage für Sie da


Die optimale Lagerung ist nicht nur angenehm für den Patienten, sondern auch entscheidend für eine ergonomische Arbeitsposition. Je nach Patienten-größe und Indikation ermöglichen das flexible Wendepolster und die stufenlos einstellbare 2-Gelenk-Kopfstütze eine Positionierung, bei der Ihre Patienten bequem liegen und Sie eine gute Sicht und Zugänglichkeit zu Ihrem Arbeitsfeld haben. Das Plus an Komfort bieten die KaVo RELAXline und das Komfortkopfpolster. Die Premiumpolster mit Memo-Schaum passen sich jedem Patientenkörper perfekt an und sorgen für besten Liegekomfort - auch bei längeren Behandlungen. So liegen Ihre Patienten völlig entspannt und Sie haben besten Zugang.



*Rückenlehne Progress: Optimale Arbeitshaltung und optimaler Zugang zum Mund der Patienten. Superbequem dank breiter Ellbogenauflage.*



*Einfach komfortabel: die leicht bedienbare 2-Gelenk-Kopfstütze mit Drehknopf oder Drucktaste und drehbarem Kopfpolster.*



## In bester Lage

Mit der KaVo amiQa liegen Ihre Patienten komfortabel und ergonomisch. Passend zur jeweiligen Neigung der Rückenlehne neigt und hebt sich die Fußablage automatisch dank der integrierten Trendelenburg-Bewegung. Diese kombinierte Bewegung verhindert eine Stauchung oder Streckung des Patientenrückens während der Neueinstellung der Rückenlehne. Die erhöhte Beinlagerung unterstützt zudem den Kreislauf des Patienten.

## Ein- und Aussteigen leicht gemacht


Die Armlehnen der KaVo amiQa sind nach unten schwenkbar und erleichtern so den Ein- und Ausstieg. Ohne dass Sie als Behandler auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten müssen, bieten Sie den Patienten Halt und Sicherheit.



## Eine echte amiQa: in jeder Situation zuverlässig

### Bei jedem Handgriff zur Stelle

Während der Behandlung muss jeder Handgriff sitzen. Greifwege müssen schnell und intuitiv sein – egal, ob Sie allein oder gemeinsam mit Ihrer Assistenz behandeln. Die amiQa Arztelemente sowie die Trayablage und das



Assistenzelement besitzen einen großen Bewegungsradius und lassen sich jederzeit passend positionieren. In der Schwingversion sorgt die maximale Auszugslänge der Instrumentenschläuche von 90 cm und die geringe Tischhöhe von 45 cm für zusätzlichen Raum.



### Unterstützung für die Assistenz

Das kompakte Assistenzelement der KaVo amiQa ist mit einem kapazitiven Touchpanel und einer übersichtlichen Bedienoberfläche ausgestattet. Zentrale Stuhl-, Spül- und Leuchtenfunktionen sind direkt und schnell verfügbar. Für das Plus an Ergonomie sorgt die flexible Höhenverstellung und der große Schwenkbereich.



### Alle Hände voll zu tun? Nicht mit dem KaVo Fußanlasser!

Sie können alle Funktionen und integrierten Geräte auch ganz einfach und ergonomisch mit dem Fußanlasser steuern – inklusive der Patientenkommunikation. Ein weiterer Vorteil: Neben der einfachen Bedienung sinkt zudem das Risiko von Kreuzkontaminationen. In der kabellosen Variante wird die Positionierung sogar noch flexibler.



## Effiziente Workflows brauchen kurze Wege

### Im Zentrum des Geschehens

Das KaVo Centro Trägersystem ist das Zentrum rund um die Dentaleinheit: Alle Geräte sind durch das kluge System sinnvoll und ergonomisch an einer Stelle angeordnet. Jedes Gerät ist einfach und mit schnellem Griff erreichbar. Sie möchten zu einem späteren Zeitpunkt um- oder mit neuen Technologien aufrüsten? Mit dem Centro System kein Problem! Dank der zahlreichen Adapter sind Geräte und Komponenten einfach und schnell austauschbar. Ihre neue amiQa unterstützt mit ihren kurzen Greifwegen den optimalen Arbeitsablauf – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.



Immer flexibel – das KaVo Trägersystem Centro



### Intraorales Röntgen – direkt an Ort und Stelle

Das KaVo ProXam iX lässt sich einfach mit einem Adapter an der Leuchtenaufbaustange installieren. So können Sie direkt an der Dentaleinheit eine an die radiologische Indikation angepasste Röntgenaufnahme erstellen – präzise, schnell und unkompliziert.



# EINFACH SAUBER – HYGIENE MIT DER KaVo amiQa



Der optimale Hygieneprozess läuft nicht nur absolut sicher, sondern auch mühelos und einfach ab – so wie bei der KaVo amiQa: Zum Desinfizieren lassen sich wichtige Teile leicht abnehmen, die Oberflächen sind einfach zu reinigen und das Spülen der Instrumentenschläuche ist automatisiert.

## Sichere Hygiene kann so einfach sein

Zur zuverlässigen Reinigung und Entkeimung der Instrumentenschläuche ist im Gerätekörper der KaVo amiQa ein Hygienecenter integriert. Zur automatischen Spülung werden die Instrumentenschläuche einfach hier abgelegt. Das Hygienecenter enthält zudem Zapfstellen für die manuelle Spülung der Saugschläuche mit klarem Wasser. Es ist abnehm- und thermodesinfizierbar.


## Wasser marsch

Das automatisierte HYDROclean Programm zur mühelosen Reinigung der Abfluss- und Abscheidesysteme ist automatisch mit den Instrumentenspülprogrammen kombiniert. Ihre amiQa sorgt so für eine höhere Langlebigkeit des Absaugsystems.




## Automatische Spülprogramme

Mit den vorprogrammierten Reinigungsprogrammen bekommen Sie beste Unterstützung für die Aufbereitung Ihrer KaVo amiQa – und das entsprechend den RKI-Vorgaben. Der Hygiene Guide führt Schritt für Schritt durch die Vorbereitung der Einheit – egal, ob nach der Behandlung, morgens, abends oder wöchentlich. Für die Spülung und Reinigung der Instrumentenschläuche sorgen die Programme dann ganz von allein.



## Sicherheit, Hygiene und Flexibilität – jederzeit und ohne Kompromisse. Mit dem Wasserblock DVGW.

Mit der neuesten Generation der Wassertechnik setzt KaVo neue Maßstäbe für das Herzstück Ihrer Dentaleinheit. Der Wasserblock DVGW versorgt die Instrumente und den Patienten mit Spray und Spülwasser und dosiert dabei automatisch die richtige Konzentration des KaVo OXYGENAL 6. Dank der freien Fallstrecke des Wasserblocks wird verhindert, dass Wasser aus der Dentaleinheit in das Trinkwassersystem zurückfließt. So bleibt die Qualität Ihrer Wasserversorgung erhalten, während die hohen DVGW-Standards konsequent erfüllt werden. Darüber hinaus wird die freie Fallstrecke durch die Flutung des Auffangbeckens mit KaVo OXYGENAL 6-Konzentrat entkeimt. Dies garantiert optimale Hygiene und höchste Sicherheit für Ihre Patienten.



## Geschütztes Wasserversorgungssystem

KaVo Instrumente und Motoren verfügen über einen Rücksaugstopp, der verhindert, dass kontaminiertes Spraywasser in die Dentaleinheit gesaugt wird – für ein geschütztes Wasserversorgungssystem.




*Zeitsparend: Das anwendungsfertig gemischte KaVo DEKASEPTOL Gel ist direkt einsetzbar und benetzt die Absaugschläuche und -systeme. Der besondere Vorteil: das Gel haftet an den kritischen Stellen, anstatt einfach nur durchgespült zu werden.*

## Vor Verkeimung bestens geschützt

Auch der Schutz vor Verkeimung funktioniert mit der KaVo amiQa denkbar einfach: Die Dauerentkeimung mit KaVo OXYGENAL 6 sorgt dafür, dass sich im normalen Praxisbetrieb keine Mikroorganismen ausbreiten. Mit dem Intensiventkeimungsprogramm (Reinigungspro-

gramm „Wöchentlich“) schützen Sie nicht nur Ihre Patienten vor Mikroorganismen, die sich in Stagnationszeiten wie an Wochenenden oder zu Urlaubszeiten bilden können, sondern sorgen auch für eine einwandfreie Qualität der Kühl- und Spülflüssigkeiten.



*Griffe, Instrumentenablagen, Mundspülbecken, Schwingbügel und Silikonmatten sind einfach abnehm- und desinfizierbar. Damit kein Schmutz in Ihre Dentaleinheit eindringt, sind Gehäuseober- und -unterteil komplett geschlossen. Die Saugfilter sind dank Hygienegriff einfach und sicher wechselbar.*

## KaVo Lumina mit UX Light Technologie. Enjoy the light side of dental life.

Die KaVo Lumina setzt neue Leuchten-Standards in der Zahnarztpraxis. Sie erreicht nicht nur ein neues Niveau in der Licht-Technik und ist optisch ein echtes Highlight, sondern setzt mit einer Vielzahl smarterer Features auch in puncto User Experience den Goldstandard. Die innovative UX Light Technologie ermöglicht eine perfektionier- te Ausleuchtung aller Ebenen bis in den molaren Bereich - und das ohne störende Reflektionen an den Frontzähnen. In Kombination mit dem optimierten Leuchtfeld schont dies die Augen und unter- stützt konzentriertes Arbeiten. Das natürliche Lichtspektrum mit seiner präzisen Farbwiedergabe ist Lichtqualität Made by KaVo, die sowohl Technik-Begeisterten als auch Ästheten die tägliche Arbeit verschönert.



### Leichtgängigkeit neu definiert

Die Kombination aus der ausbalancierten Architektur und den angenehm in der Hand liegenden, von japanischen Profimessern inspirierten, Griffen perfektioniert die leicht- gängige Bewegung und Positionierung der KaVo Lumina.



### COMPOshape Modus

Das Farbspektrum des neuen COMPOshape Modus mit reduziertem Blauanteil unterstützt ästhetisches Schich- ten: durch die verbesserte Farb- und Strukturwiedergabe sind Kontraste ohne vorzeitiges Aushärten des Komposits erkennbar.



### UX Light Technologie

Durch die Kombination des innovativen Single-Optik- Systems mit dem einzigartigen Kollimator entsteht die neuartige UX Light Technologie der Lumina. Sie generiert konstantes, pulsfreies Licht höchster Qualität. Das natür- liche Farbspektrum, das durch die UX Light Technologie entsteht, erübrigt Anpassungen der Farbtemperatur und ermöglicht die optimierte Ausleuchtung der Molaren ohne störende Reflektionen an den Frontzähnen. Außerdem formt sie das neue, ergonomische Leuchtfeld.



Entdecken Sie die unterschiedlichen Lumina-Farbmodi

### SPALight Modus

Das SPALight ist ein Farbenspiel, das sich gemäß der moder- nen Farbpsychologie aus nachweislich beruhigenden Blau- und Grüntönen zusammensetzt. Es sorgt vor und zwischen den Behandlungen für eine entspannende Atmosphäre und einen Hauch von SPA-Feeling.

## Ihre rechte Hand für das passende Zubehör



Geben Sie Ihrer KaVo amiQa mit dem passenden Zubehör zusätzlich den gewissen persönlichen Touch! Nutzen Sie das KaVo Mix & Match Prinzip und ergänzen Sie Ihre amiQa so, wie es Ihnen gefällt. Sie haben alle Optionen zur Integration der effizienten und komfortablen KaVo Workflows: Per Touchdisplay oder Fußanlasser greifen Sie unkompliziert auf alle Funktionen und auf die Parameter Ihrer integrierten Spezialgeräte zu. Egal ob für die Prophylaxe, Kieferorthopädie, Chirurgie oder Endodontie, machen Sie die amiQa zu Ihrer zuverlässigen Partnerin im Praxisalltag.

### KaVo MAIA LED

Die KaVo MAIA LED bietet moderne LED-Leuchttechnik zu einem besonders attraktiven Preis.

- Bis zu 35.000 Lux Lichtstärke, stufenlos einstellbar
- Homogene Ausleuchtung nahe an Tageslichtqualität (5.000 K) für naturgetreue Farben und Strukturen
- Gleichbleibendes Leuchtfeld unabhängig von der Positionierung dank indirektem Licht über Reflektoren
- Abnehmbare, sterilisierbare Handgriffe für eine einfache und sichere Hygiene



## Der perfekte Sitz.

Für Sie als Zahnarzt ist es besonders wichtig, eine dauerhaft ergonomisch gesunde und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation einzunehmen. Nichts beeinflusst Ihre Körperhaltung so sehr wie der Arbeitsstuhl, auf dem Sie täglich Platz nehmen. So ist der KaVo PHYSIO Evo und Evo F exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Zahnärzten und Assistenten ausgerichtet.



### Ergonomie und Komfort bis ins Detail

Dank getrennter Einstellfunktionen lassen sich Sitzfläche und Rückenlehne individuell auf Ihre anatomischen Anforderungen und Ihren persönlichen Behandlungsstil anpassen. Rücken- und Sitzpolster des KaVo PHYSIO Evo sind ergonomisch geformt. Die zentrierte Erhöhung im Sitzpolster bietet einen stabilen Sitz und verhindert Verrutschen selbst bei schnellen, kurzen Rollbewegungen. Die abgerundete Oberschenkelauflage schenkt Ihnen viel Bewegungsfreiheit. Dank der federkraftunterstützten Rückenlehne wird Ihre Rückenmuskulatur insbesondere im Lendenwirbelbereich permanent aktiv gestützt und so dauerhaft geschont.

### Ein ausgezeichnetes Konzept

Der Behandlungsstuhl KaVo PHYSIO Evo ist mit dem Gütesiegel des Vereins „Aktion gesunder Rücken“ (AGR) ausgezeichnet. Eine unabhängige, multidisziplinäre Expertenkommission legt dieser Auszeichnung strenge Prüfkriterien für Ergonomie und Gesundheit zugrunde.



# OPTIMALE PATIENTEN- KOMMUNIKATION IN IHRER HAND.



Nutzen Sie die Sprache der Bilder und klären Sie Ihre Patienten im Detail und anschaulich über notwendige Therapiemaßnahmen auf – dank hochauflösender Befundaufnahmen und Bildern in brillanter Farbwiedergabe.




## DIAGNOcam Vision Full HD – Innovation in ihrer schönsten Form.

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Kamera, die Ihnen drei klinisch relevante Bilder für Ihre Kariesdiagnostik liefert – jederzeit brillant scharf und in weniger als einer Sekunde. Dies ist ab jetzt möglich: mit der DIAGNOcam Vision Full HD wählen Sie, ob Sie eine Intra-oral-, eine Transilluminations- oder eine Fluoreszenz-Aufnahme machen möchten – oder ob Sie zwei oder drei Aufnahmemodi kombinieren wollen. Dank der HD-Auflösung von 1920 Pixel x 1080 Pixel werden alle aufgenommenen Bilder jederzeit in brillanter Schärfe dargestellt. Das geringe Gewicht und die perfekte Balance der Kamera ermöglichen eine ergonomische Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten.

## KaVo ProXam iCam – kleine Kamera einfach groß

Erläutern Sie Ihren Patienten die jeweilige zahnmedizinische Situation mit perfekten Bildern in hoher Tiefenschärfe und hervorragender Farbwiedergabe. Die leicht bedienbare KaVo ProXam iCam liefert Ihnen dafür jederzeit die optimale Aufnahme. Die Kamera ermöglicht es, bereits in einem Bildabstand von 9-35 mm ein scharfes Bild darzustellen und verfügt zusätzlich über einen Makromodus. Die Bildauslösung ist per Hand oder mit dem Fußanlasser möglich.



## Zeigen Sie es Ihren Patienten

Der 22" große KaVo Screen bietet Ihnen hochauflösende Bildqualität in Full HD, überzeugende Kontrastwerte und eine brillante Farbwiedergabe. Mit seinen zwei digitalen Eingängen ist er optimal abgestimmt auf alle Funktionalitäten der bildgebenden Geräte wie Kamera oder Mikroskop. Für höchste Hygienesicherheit hat der Screen eine Glasschutzscheibe, geringe Spaltmaße am Gehäuse und lässt sich mit nur einer Hand justieren. Einfach eine scharfe Sache!



## Die neue Basis für Ihre Patientenkommunikation – integriert, einfach und effizient.

KaVo CONNECTbase macht einen neuen, einfachen Workflow im Rahmen der Patientenkommunikation möglich – direkt an Ihrer KaVo amiQa und ganz ohne zusätzliche Softwareinstallation können Sie mit CONNECTbase Ihre Patienten über ihre dentale Situation aufklären. Sie schließen dafür einfach nur Ihre Kamera an und können sofort loslegen. Die Bilder werden unmittelbar am Bildschirm der Dentaleinheit dargestellt und können sogar mit bereits gespeicherten Bildern verglichen werden.



### Das Plug-and-Play-Prinzip – reibungslose Abläufe leicht gemacht


Durch die direkte Nutzung der Kameras an der KaVo Dentaleinheit haben Sie im Handumdrehen Zugriff auf Ihre Kamerabilder und können diese im Anschluss via USB exportieren.

Ebenso einfach erfolgt die Bedienung über das Touch-Display oder den Fußanlasser Ihrer Dentaleinheit, damit Sie Ihren Arbeitsplatz während der Behandlung nicht verlassen und auch Ihren Ablauf nicht unnötig unterbrechen müssen.

Sie wollen auf weitere Quellen zugreifen? Kein Problem. Durch einfaches Umschalten direkt am Arztelement können verschiedene HDMI Quellen am Bildschirm Ihrer Dentaleinheit angezeigt werden.

### Machen Sie Ihre Behandlungen zum Erlebnis

Überbrücken Sie Wartezeiten und schaffen Sie bei Bedarf eine willkommene Ablenkung für Ihre Patienten durch visuelle Erlebnisse direkt an der KaVo amiQa. Die tolle Auswahl verschiedenster Medien, wie bspw. einem personalisierbaren Willkommensbildschirm oder diversen Bildschirmschonern mit großer Fotoauswahl oder Slide-Shows, werden Ihren großen und kleinen Patienten Freude machen. Gleichzeitig können Sie Ihren Screen natürlich auch werbewirksam für Ihre individuellen Themen nutzen und relevante Informationen einfach übermitteln – ganz KaVo amiQa eben.



Passend zum Design Ihrer Praxis sind verschiedenste Themen für Ihren Bildschirmhintergrund verfügbar.



KaVo **CONNECT** link

## Die einfache Verknüpfung Ihrer Praxis-Management-Software.

Mithilfe der CONNECTlink Software kann Ihre Praxis-Management-Software mit der KaVo Dentaleinheit verbunden werden, wodurch eine schnelle und einfache Übergabe von Patientendaten und klinischen Bildern ermöglicht wird. So haben Sie direkt am Touch-Display am Arztelement der KaVo Dentaleinheit Zugriff auf alle relevanten Daten und können wie gewohnt neue klinische Bilder mit den KaVo Kameras hinzufügen. Diese Bilder werden dank CONNECTlink automatisch an die Praxis-Management-Software übertragen und der jeweiligen Patientenakte zugeordnet.


Die CONNECTlink Software kann als separates Modul zu Ihrem bestehenden CONNECTbase Patientenkommunikationssystem erworben werden. Für die Nutzung der CONNECTlink Software wird CONNECTbase sowie die entsprechende CONNECTlink Lizenz an der jeweiligen KaVo Dentaleinheit benötigt.

# Ausstattungsoptionen


<b>Patientenstuhl</b>			Minilight 3F / G3F	○
Softpolster	●		Polymerisationshandstück Satelec MiniLED	○
RELAXline Softpolster	○		Trayhalter für Tablettaufnahme	○
<b>Rückenlehne</b>			Schwenk- und höhenverstellbar	●
Progress (optimiert)	●		Selektivablage	●
<b>Kopfstütze</b>			Kurzer Arm	x
2-Gelenk mit Drehknopf	●		Rechts/links schwenkbar	○
2-Gelenk mit Drucktaste	○		<b>Gerätekörper</b>	
Komfortkopfpolster	○		Mundspülbecken Porzellan	x
<b>Armlehne</b>			Mundspülbecken Glas Rauchgrau	x
Links	○		Hygienecenter	●
Rechts	○		Dauerentkeimung <sup>1</sup>	●
<b>Arztelement</b>			Intensiventkeimung <sup>1</sup>	○
Touchdisplay	●	●	HYDROclean (Spülsystem)	●
SMARTdrive	●	●	Warmwasserboiler	○
4 Instrumentenablagen <sup>2</sup>	○	○	VACUstopp	●
5 Instrumentenablagen	●	●	Kabelloser Fußanlasser	○
6 Instrumentenablagen	○	○	<b>Versorgungssystem</b>	
Turbinenschlauch	○	○	Wasserblock DVGW	●
INTRA LUX Motor KL 703 LED™	○	○	Wasserflasche DVGW <sup>2</sup>	○
Integrierte Drehmomentsteuerung (Endo)	○	○	Zusatzgeräteanschluss	○
KaVo eSCALER / Ultraschall Scaler	○	○	Unterdruckregelventil	○
SONICflex™ Schall Scaler	○	○	<b>Entsorgungssystem</b>	
Dreifunktionshandstück	x	x	Externe Nassabsaugung	●
Minilight 3F/G3F	x	x	DÜRR Amalgamabscheider	○
Mehrfunktionshandstück	○	○	DÜRR Separierautomatik	○
Physiologische Kochsalzlösung	○	○	<b>Behandlungsleuchte</b>	
Chirurgiemotor S600 LED	○	○	KaVo Lumina	○
Sprayerwärmung für Instrumente	○	○	MAIA LED	○
USB-Schnittstelle	○	○	Leuchtaufbaustange	○
Pneumatische Bremse für Armsystem	-	○	Adapter für Leuchtaufbaustange (z.B. für KaVo ProXam iX)	○
Tablettaufnahme für zwei Norm-Trays	○	○	<b>Patientenkommunikation</b>	
Servicetisch 1568 für zwei Norm-Trays	-	-	KaVo CONNECTbase	○
<b>Assistenzelement</b>			CONEXIO	○
Kapazitives Touchpanel	●		KaVo Screen	○
3 Instrumentenablagen	●		KaVo ProXam iCam	○
Spraynebelabsaugung	●		KaVo DIAGNOcam Vision Full HD	○
Speichelzieher	●			
Dreifunktionshandstück	○			

● Serienausstattung | ○ Optionale Ausstattung | x Muss gewählt werden | - Nicht lieferbar  
<sup>1</sup> nur in Verbindung mit Wasserblock DVGW und Wasserflasche DVGW | <sup>2</sup> gegen Minderpreis

# Polsterfarben „Inspired by Nature“



Erhältlich als:  
**S – Standard**  
**R – RELAXline**



**Standard**  
Klassische Polstervariante mit matter Oberfläche.



**RELAXline**  
Lederartige Oberfläche, Memo-Schaum mit Ziernähten.

Modernes Design, höchste Qualität: alle KaVo Polster sind in Manufaktur-Qualität von Hand in Deutschland gefertigt. Sowohl die RELAXline Polster mit ihrer weichen, lederartigen Oberfläche und den markanten Nähten als auch die klassischen Polster mit mattem Finish werden durch die Farbkollektion „Inspired by Nature“ elegant in Szene gesetzt. Unabhängig von der Polsterlinie schafft die Farbkollektion spannende Möglichkeiten mit Ihrer Dentaleinheit auch ästhetische Akzente passend zu den neuesten Interieur Trends zu setzen.

# Dental Excellence in jedem Bereich

## Wofür wir als Marke stehen

KaVo ist schon immer da und wird es immer sein. Entsprechend stehen wir und unsere Produkte seit über 100 Jahren für höchste Qualität und Verlässlichkeit, sodass sich unsere Kunden auf das Wesentliche konzentrieren können.

KaVo versteht es elementare Anforderungen, Ergonomie, höchste Hygieneansprüche und Design kompromisslos zum besten Gesamtpaket zu verbinden. Durch das perfekte Zusammenspiel aus Dynamik und Expertise sind wir hierbei immer am Puls der Zeit.



**KaVo Dentaleinheiten -**  
die Investition in Ihre Gesundheit



**KaVo Instrumente -**  
den Unterschied fühlen



**KaVo Imaging -**  
mehr sehen, besser planen



**Dentale Ausbildung -**  
exzellent lernen

*Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten vorzunehmen.*

*KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Lumina und eSCALER sind eingetragene Marken der KaVo Dental GmbH.*