

E 131/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 5 Sieb- und Nierenschalen.



- Geeignet für 5 Sieb- oder Nierenschalen
- Ausgestattet mit 6 Halterungen, Höhe: 160 mm, Abstand: 80 mm
- Für Unterkorb
- Zur Aufnahme der Siebschale E 363

EAN: 4002513317336 / Materialnummer: 05771030 / Alte Materialnummer: 69513102D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	80
Strebenhöhe in mm	160
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
Nierenschalen [Anzahl]	5
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	168
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	495
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,90