

ivoclar

Klein.  
Aber oho.



PrograMill Dry



PrograMill®  
Dry

The Masterpiece  
in Milling Excellence

ivoclar

Making People Smile



# Kompakt. Leistungsstark.

Einfach. Schnell. Effizient. PrograMill Dry ist eine 5-Achs-Trockenfräsmaschine für Zirkonoxid und PMMA, entwickelt für effiziente, digitale Workflows.

Maximale Leistung auf kleinem Raum trifft auf aussergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und präzise Ergebnisse – der einfache Weg zur digitalen Fertigung.



## PrograMill® Dry The Masterpiece in Milling Excellence

Bei der Entwicklung der PrograMill® Dry standen nahtlose Arbeitsabläufe und intuitive Bedienung im Fokus – für effiziente Prozesse und zuverlässige Leistung im Laboralltag.

Dank der kompakten Bauweise ist sie die ideale, zukunftsfähige Lösung für Praxislabore und Dentallabore mit begrenztem Platzangebot.



Intuitiv

- ✓ Online-Onboarding
- ✓ Plug-and-Play-Installation
- ✓ 9,2-Zoll-Touchscreen mit intuitiver, schrittweiser Benutzernavigation

Schnell

- ✓ Innovatives 5-Achs-Konzept
- ✓ Schnelle Werkzeugwechsel
- ✓ Optimierte Software

Effizient

- ✓ RFID-basierte Materialverwaltung
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ Option zur flexiblen Wartung und Reparatur\*

\* Arbeiten dürfen nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.



# Smart. Durchdacht.

Mit der PrograMill® Dry gelingt der Einstieg in die digitale CAD/CAM-Fertigung wirtschaftlich und unkompliziert – für zuverlässige, präzise Ergebnisse.

Die neuen Funktionen der PrograMill CAM-Software unterstützen effiziente Arbeitsabläufe und eine intuitive Bedienung.

## So einfach kann fräsen sein.

Die PrograMill® Dry wurde mit einem klaren Ziel entwickelt: reibungslose Abläufe über den gesamten Prozess hinweg. Einfache Installation, intuitive Bedienung und Anleitungen für anwenderseitige Reparaturen unterstützen effizientes, selbstständiges Arbeiten und sparen wertvolle Zeit.



ZUM IVOCLAR-  
3D-SHOWROOM



# Grosse Klappe. Viel dahinter.

Dank kompakter Bauweise findet die PrograMill Dry selbst in kleineren Laboren problemlos Platz. Gleichzeitig sorgen die extra grosse Tür und die grosszügige Fräskammer für optimale Sicht und einen komfortablen Zugang – für eine einfache Bedienung und Wartung im Arbeitsalltag.

Zusätzlichen Bedienkomfort bietet das integrierte 9,2-Zoll-Touchdisplay mit intuitiver Schritt-für-Schritt-Führung durch den gesamten Fräsprozess. So gelingt auch Anwenden ohne Vorkenntnisse der sichere Einstieg.

Übersichtlich

- ✓ Extra grosse Tür für optimale Sicht und einfachen Zugang zur Fräskammer
- ✓ Runde Fräskammer für eine einfache und schnelle Reinigung

Intuitiv

- ✓ 9,2-Zoll-Touchdisplay mit intuitiver Schritt-für-Schritt-Führung

Präzise

- ✓ Nullpunkt-Spannsystem und optimierte CAM-Strategien für gleichbleibend präzise Ergebnisse und minimale Nachbearbeitung



# Einfach. Makellos.

Der integrierte Ionisator, die optimierte Fräskammer und das neue Jet-Stream-Absaugsystem reduzieren den Reinigungsaufwand erheblich.

Das spart regelmässig Zeit und macht die PrograMill Dry zur idealen Lösung für die PMMA-Bearbeitung.



PrograMill® Dry Base  
Intelligente Aufbewahrung.  
Funktional integriert.

Wie alle Fräsmaschinen von Ivoclar ist auch die PrograMill Dry mit einem passenden Unterschrank erhältlich. Die PrograMill Dry Base bietet eine geräuscharme Absaugung sowie eine integrierte Schublade mit passgenauem Einsatz für Materialien, Werkzeuge und Zubehör. Übersichtlich organisiert und jederzeit griffbereit.



# Funktionales Design. Grosse Wirkung.

Effizient, flexibel und wirtschaftlich – die PrograMill Dry bietet Leistung und Benutzerfreundlichkeit auf kleinstem Raum. Leicht. Durchdacht. Für einfachen Transport, schnelle Installation und mühelose Wartung.



Von Profis.  
Für Profis.

CAM Academy: Holen Sie mehr aus Ihren CAM-Workflows heraus. Gemeinsam mit unseren Trainer:innen entwickeln Sie massgeschneiderte CAM-Strategien und Konfigurationen – abgestimmt auf Ihre Arbeitsweise und Anforderungen.

Praxisnahe Schulungen, Live-Vorfürhungen und reale Fallbeispiele an den PrograMill®-Maschinen und mit der PrograMill CAM-Software machen CAM-Know-how direkt erleb- und anwendbar.





