

020399

**Produkt: WHITE SMILE Bleaching Art.-Nr. 1913, 1916, 1929**  
**Sicherheitsdatenblatt nach RL 91/155/EWG**

Ausgabedatum: 29.11.2002

**1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

1.1 Stoffklassen/Anwendung: Bleichgel zur Zahnaufhellung

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

WHITE SMILE, Düsseldorfer Str. 10, D-72072 Tübingen

Tel.: (+49) (0) 7071 / 24057, Fax: (+49) (0) 7071 / 551011

1.3 Notfall-Rufnummer: (+49) (0) 7071 / 24057

EINGESCHENKEN  
24. Jan. 2003  
Erl.....

**2. Zusammensetzung:**

2.1 Stoff:

2.2 Zubereitung: Mischung aus Glycerin, Carbamid-Peroxid, Gelbildner, Base und Aroma

2.3 Chemische Charakterisierung:

Enthält:	CAS-Nr.	Inhalt in %:	Gefahrensymbol	R-Sätze
Carbamid-Peroxid	124-43-6	10-35%	C	34

**3. Mögliche Gefahren:**

3.1 Gefahrenbezeichnung: Xi, reizend

3.2 Besondere Gefahrenhinweise (R-Sätze): 36/37/38

3.3 Schädliche Auswirkungen/Symptome: reizend bei Augen-, Haut- und Inhalationskontakt

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

4.1 Hautkontakt: Mit viel Wasser spülen.

4.2 Augenkontakt: Sofort gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

4.3 Einatmen: Frischluft, bei Übelkeit oder Unwohlsein Arzt aufsuchen.

4.4 Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen.

4.5 Weitere Angaben: Verbrauchsmaterial für die Zahnarztpraxis

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**

5.1 Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, CO<sub>2</sub>, Schaum, Trockenlöschmittel.

5.2 Ungeeignete Löschmittel: Wasser

5.3 Besondere Gefährdung: keine

5.4 Besondere Schutzausrüstung: keine

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Berührung mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6.3 Maßnahmen zur Reinigung/Beseitigung: Mechanisch aufnehmen, handelsübliche-Absorbentien verwenden.

6.4 Weitere Angaben: -

**7. Handhabung und Lagerung:**

7.1 Hinweise zur Handhabung: Nur durch qualifiziertes Personal der Zahnarztpraxis

7.2 Hinweise zur Lagerung: Staubfrei und trocken aufbewahren. Bei 10-25°C lagern.

7.3 Anforderung an Lagerräume/-bedingungen: Behälter gut verschlossen halten.

7.4 Zusammenlagerungshinweise: Nicht mit Lebensmittel zusammen lagern.

7.5 Weitere Angaben: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**8. Expositionsbegrenzung/persönliche Schutzausrüstung:**

8.1 Technische Schutzmaßnahmen: -

8.2 Expositionsbegrenzungen:

8.2.1 MAK-Wert: -

8.3 Persönliche Schutzmaßnahmen:

8.3.1 Hautschutz: Schutzhandschuhe empfohlen

8.3.2 Augenschutz: Schutzbrille empfohlen

8.3.3 Atemschutz: Direktes Einatmen vermeiden

8.3.4 Bekleidung: Zahnärztliche oder laborübliche Arbeitskleidung

8.4 Weitere Angaben: Es sind keine arbeitsplatzbezogenen Gefahren bekannt.