


APWD 211

Korbset

zur Aufbereitung von Dental-Instrumentarium.



- Oberkorb A 105/1 mit E 473/2, E 430/1, E 337/1, A 836
- Unterkorb A 151

EAN: 4002516721857 / Materialnummer: 12379770 / Alte Materialnummer: 69621100D

Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren

•

Gerätezugehörigkeit

PG 8581

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8591

•

PG 8592

•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium

•

Siebschale

•

Sonstiger Einsatz

•

Injektorkorb

•

Lafette/Korbträger

•

Oberkorb

•

Unterkorb

•

Injektordüse

•

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Dental-Instrumentarium

•

Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten

•

Aufbereitung von Siebschalen

•

Aufbereitung von diversen Utensilien

•

Kapazität

Übertragungsinstrumente [Anzahl]

22

Hohlkörperinstrumente [Anzahl]

22

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

560

Außenmaß, Nettobreite in mm

545

Außenmaß, Nettotiefe in mm

565

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

595

Außenmaß, Bruttobreite in mm

560

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

585

Nettogewicht in kg

11,13

Bruttogewicht in kg

12,59

Beipack

A 838 Schlüsselset [Anzahl]

1