

# FD 333

## FD 333 wipes / FD 333 top wipes

### Schnelldesinfektion



Aldehydfreie, alkoholische gebrauchsfertige Lösung für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar in Praxis, Labor und Klinik.



gebrauchsfertig

schnellwirkend mit hohem Infektionsschutz

rasches und rückstandsfreies Auftrocknen

geprüfte Materialverträglichkeit – von führenden Einheiten-Hersteller empfohlen

auch als Tuchvarianten erhältlich

#### Einwirkzeit

 nur **1 Min.** schnelle Verfügbarkeit des Behandlungsplatzes

#### Empfehlung

für die Schnelldesinfektion der Oberflächen von Medizinprodukten und medizinischem Inventar

#### Wirkungsspektrum

 **Hoher Infektionsschutz:** Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Coronaviren sowie unbehüllte Adenoviren, Polyomaviren SV 40, Noroviren)



#### Key Features

