

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



SECHS NEUE FARBEN

UNVERÄNDERT STARKE LEISTUNG

NEUE FARBEN

- Bringen Sie Ihren persönlichen Stil mit einer eleganten, zeitlosen Farbe in Ihre Praxis.

HOCHWERTIGES ALUMINIUM AUS DER LUFT- UND RAUMFAHRT

- Besonders stabile Unibody-Konstruktion für herausragendes Temperaturmanagement.

GRÖßERE LINSE

- Die 12,5 mm große Linse deckt alle Zähne ab, gewährleistet dabei jedoch einen guten Zugang und Patientenkomfort.

BESCHLEUNIGUNGSSENSOR

- Schneller und einfacher Wechsel zwischen Polymerisations- und Diagnosemodi.

VEREINFACHTES HANDLING

- Anzeige, Bedienung und Aktivierung der Polymerisations- und Diagnosemodi mit Hilfe der Tasten an der Geräteober- und -unterseite oder über den Beschleunigungssensor.

CHIPSET MIT 12 LEDS

- Erzeugung von hochintensivem Breitbandlicht für eine herausragend gleichmäßige Strahlung, Aushärtungstiefe und Kollimation.

MEHRERE KONFIGURATIONEN

- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung.

5 JAHRE GARANTIE

- 5 Jahre Herstellergarantie.

POLYMERISATIONSMODI: Standard Power Mode, Xtra Power Mode | **DIAGNOSEMODI:** Diagnosemodus mit weißem Licht, Diagnosemodus mit Schwarzlicht

EINSTELLUNG DER MODI



POLYMERISATIONSMODI: Die VALO X Polymerisationsleuchte mit einer schnellen Bewegung nach vorne führen, um zwischen den Polymerisationsmodi zu wechseln.



DIAGNOSEMODI: Die VALO X Polymerisationsleuchte mit einer schnellen Bewegung zur Seite führen, um zwischen den Diagnosemodi zu wechseln.

LINSEN

ZWEI POLYMERISATIONSLINSEN



ProxiCure™ Ball Lens

5889



PointCure™ Lens

5890



TransLume™ Lens

5891



Diffuser Lens

5892



Interproximal Lens

5893

VALO X Colors Kit –

- 1 x VALO X LED-Polymerisationsleuchte
- 1 x Diffuser Lens
- 2 x Aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen
- 1 x Netzgerät (für Batterieladegerät oder Kabeladapter*)

- **6496** HORIZON RED
- **6497** AURORA PINK
- **6498** STARDUST GRAY
- **6499** NEBULA GREEN
- **6519** TWILIGHT BLUE
- **6538** GALAXY PURPLE
- **6539** ONYX BLACK



5973 - VALO X Kit –

- 1 x VALO X LED-Polymerisationsleuchte
- 5 x Linsen
- 2 x Aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Netzgerät (für Batterieladegerät oder Kabeladapter)
- 1 x Kabeladapter
- 1 x Handstückhalter
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen

Zubehör

- 4951** VALO X Batterieladegerät
- 4952** Netzgerät mit Universalstecker
- 5189** VALO X Kabeladapter

- 5437** VALO X Batterien 2 St.
- 4665** VALO X Hygieneschutzhüllen 100 St.
- 5898** VALO X Hygieneschutzhüllen 600 St.

*Kabeladapter nicht im Kit enthalten.



Dieses Dokument wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:



Standorte & Kontakt

Offenbach

DENSION Dental GmbH & Co KG

Berliner Straße 40

63065 Offenbach

Tel.: 069 450099-0

Fax: 069 450099-499

E-Mail: kontakt@dension-dental.de

techn. Notdienst unter Tel.: 0162 6289292

Cottbus

DENSION Dental GmbH & Co KG

Bonnaskenstr. 18

03044 Cottbus

Tel.: 0355 529375-50

Fax: 0355 529375-59

E-Mail: cottbus@dension-dental.de

techn. Notdienst unter Tel.: 0173-9580570