


KAVO

UNIQA

Einzigartig Premium.



KAVO
Dental Excellence

KaVo – Die Dentaleinheit.
Die Investition in Ihre Gesundheit.



KaVo Dentaleinheiten sind der verlässliche Partner in Ihrer Praxis. Nur KaVo Dentaleinheiten stellen eine natürliche Körperhaltung mit außergewöhnlichem Freiraum bei gleichzeitig kurzen Greifwegen sicher und sind die perfekte, ergonomische Lösung für jede erdenkliche Behandlungssituation. Unser Anspruch: Höchste Hygienestandards mit einem ästhetischen Design zu kombinieren und dadurch eine Wohlfühlatmosphäre für Anwender und Patient zu schaffen. Abgerundet wird dieses perfekt abgestimmte Gesamtpaket für den zahnärztlichen Arbeitsplatz durch eine lange Lebensdauer und absolute Zuverlässigkeit - Made in Germany.



ERGONOMIE

Arbeiten Sie so entspannt wie Ihre Patienten liegen. Das Wohlbefinden und die langfristige Gesunderhaltung des Praxisteams haben höchste Priorität.



USER EXPERIENCE

Durchdachte Funktionalität trifft auf smarte Individualisierungsmöglichkeiten - für Ihren Erfolg und mehr Spaß an der Arbeit.




HYGIENE

Mehr Sicherheit in allen Arbeitsschritten - entdecken Sie, was umfassende Hygiene bei KaVo bedeutet. Überzeugen Sie sich von vollautomatisierten Prozessen und intelligenten, intuitiven Hygienelösungen.



QUALITÄT

Die Grundlage für Vertrauen - KaVo bietet Ihnen seit über 100 Jahren Qualität „Made in Germany“. Wir verarbeiten nur hochwertige, solide Komponenten und prüfen alle Produkte auf die strikte Einhaltung höchster internationaler und interner Qualitätsstandards. Für das Plus an Langlebigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit.



ERGONOMIE

USER EXPERIENCE

HYGIENE

QUALITÄT

Einzigartige Ergonomie - weil es um Sie geht

- Optimale Beinfreiheit, eine schlanke Rückenlehne und Kopfstütze erleichtern den Zugang zum Patienten
- Komfort von Kopf bis Fuß für Patient und Anwender
- Entspannte Atmosphäre: Indirekte Beleuchtung und SPALight
- Individuell anpassbar dank großem Höhenverstellbereich und hoher Belastbarkeit
- Leicht, multifunktional und ideal für entspanntes Arbeiten: der ergonomische KaVo Fußanlasser
- Mehr Sehen mit der KaVo Lumina Leuchte

Modernste Technologie, intuitive Bedienung und maximale Effizienz für ein erstklassiges Praxiserlebnis

- Reaktiv, intuitiv, schnell und einfach: Hochauflösendes Touchdisplay in den Größen 7" und 12"
- Effizientes Arbeiten: Schneller Zugriff auf alle Funktionen optimiert Ihre Abläufe
- Zentrale Steuerung: Stuhl-, Hygiene- und Leuchtenfunktionen schnell und einfach für Behandler und Assistenz bedienbar
- Einfache Patientenkommunikation an der Einheit für Transparenz und Vertrauen

Ein gutes Gefühl vor, während und nach der Behandlung

- Höchste Behandlungssicherheit und Zuverlässigkeit: KaVo DVGW Wasserblock - der unangefochtene Vorreiter
- Voll automatisiertes Hygienecenter: kümmert sich um die Aufbereitung der wasserführenden Leitungen und Absaugsysteme
- Immer auf der sicheren Seite dank einfacher Schritt für Schritt Anleitungen
- Einzigartige Absaugdesinfektion mit Gel sorgt für langanhaltende Reinigungsergebnisse

Designed, Developed and Manufactured in Germany

- Extrem belastbar: 143 kg Metall bilden die solide Basis
- Hochwertige Kunststoffe: zertifiziert für höchste Anforderungen im täglichen Betrieb
- Wartungsarm und servicefreundlich: neueste Technologie trifft auf bewährte Elektronikbausteine
- Zuverlässig auch unter schweren Bedingungen: auf über 10 Jahre Lebensdauer geprüft und mit 660 kg Belastung getestet
- Schnelle und professionelle Hilfe: Profi Service vor Ort und via Hotline

YOU**NI**QUE – weil es um Sie geht.

Die moderne Zahnarztpraxis ist mehr als der Ort, an dem eine Zahnbehandlung stattfindet.


Sie wird zum Ausdruck der individuellen Persönlichkeit von Zahnärzten – Design, Ausstattung, Service sowie Art der Beratung und Behandlung verschmelzen zu ihrer einzigartigen Handschrift. Auch die ganz persönlichen Vorstellungen von Work-Life-Balance, Effizienz und Freude ziehen in die Praxisräume ein.

Gleichzeitig erwarten heute auch Patienten mehr als nur den Standard – sie möchten sich verstanden,

wohl und sicher fühlen.


Die KaVo uniQa als Herzstück der Praxis erfüllt exakt diese Ansprüche – technisch wie emotional. Intelligente Features, die gewohnte KaVo Präzision und hohe Wertigkeit unterstützen für lange Zeit den erfolgreichen Behandlungsalltag. Und gleichzeitig lässt die KaVo uniQa ausreichend Raum für den individuellen Ausdruck ihres Besitzers und unterstreicht seine unvergleichliche Uniqueness.

KaVo uniQa – wenn Dental Excellence einzigartig wird.



ECHT KaVo IN SEINER SCHÖNSTEN FORM.

Design, Präzision, Technologie und Usability bis ins Detail – dieser neue KaVo Standard ist einzigartig.



Nur mit klaren Zielen, viel Leidenschaft für die Sache, dem konsequenten Fokus an den richtigen Stellen zu optimieren und mit einer großen Portion Teamgeist entstehen intelligente, einzigartige Produkte. Produkte, die die Ansprüche der modernen Zahnarztpraxis erfüllen. Produkte, die Freude machen. Produkte, wie die neue KaVo uniQa.

Armin Imhof, Chief Technical Officer von KaVo und Jürgen Hinderhofer, Designer und Geschäftsführer von SLOGDESIGN, diskutieren im moderierten Gespräch, was genau die neue KaVo uniQa einzigartig macht – und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklungs- und Designarbeit.

KAVO
UNIQA



Was macht die neue KaVo uniQa aus Ihrer Sicht zu einer „echten“ KaVo Dentaleinheit?

Armin Imhof (AI): Echt KaVo steht in erster Linie immer für Präzision, Anwenderfreundlichkeit, Wertigkeit, Zuverlässigkeit und natürlich auch für einen gewissen Grad an Digitalisierung. Ein KaVo Produkt ist ein Arbeitsmittel auf höchstem Niveau – und dieses Versprechen lösen wir auch wieder mit unserer neuen Dentaleinheit KaVo uniQa ein.

Der Name uniQa beinhaltet den Anspruch einzigartig und unverwechselbar zu sein. Welche Kernaspekte würden Sie in diesem Zusammenhang besonders hervorheben?

AI: Wir haben mit der uniQa das bis dato gültige Premiumniveau ins Mittelpreissegment geholt. Die Features unserer neuen Dentaleinheit gab es bisher nur im Hochpreissegment. Dabei haben wir uns während der Entwicklung auf vier zentrale Themen konzentriert: Den Patientenstuhl, die Hygienefunktionen, die Touch-Bedienung und natürlich das Design. Diese vier Aspekte bestimmen maßgeblich den unverwechselbaren Charakter der uniQa. Und natürlich stand auch der KaVo-typische Workflow im Mittelpunkt, um für die Zahnärzte unnötige Umstellungen bei gewohnten und gut funktionierenden Abläufen zu vermeiden.

Jürgen Hinderhofer (JH): Auf der Designebene ging es primär darum, mehr Technik noch kompakter zu gestalten. Beispielsweise haben wir an vielen Bauteilen eine umlaufende Fase gestaltet, die das Volumen reduziert und präzise Kanten modelliert. Dies verleiht dem Produkt eine hohe Eigenständigkeit und visualisiert die bekannte KaVo Präzision.

AI: Zusammenfassend kann man sagen, dass wir trotz der vielen technologischen Besonderheiten ein intuitives, intelligentes „easy-to-use“-Konzept entwickelt und dieses mit einem hochwertigen Design und klarer, kompakter Formensprache kombiniert haben. Und dabei wurde Gutes und Bewährtes im Sinne einer Evolution übernommen, Neuerungen und Innovationen wurden clever implementiert. Das Gesamtpaket ist schlicht einzigartig – technologisch wie aus Design Sicht.

Zeit ist ein wertvolles Gut – auch in der Zahnarztpraxis. Ein effizienter Workflow und gute Usability sind entsprechend wichtige Kriterien für eine Dentaleinheit. Wie gehen Sie bei KaVo mit diesen Themen um?

AI: Wir bei KaVo sehen uns in der Verantwortung, auf Effizienzfragen smarte Antworten für unsere Kundinnen und Kunden zu finden. Wir beobachten genau, wie Praxisteams arbeiten und versuchen ihnen das Leben zu erleichtern. Ein vermeintlich kleines Beispiel sind hierfür die Magnetverschlüsse zum Einsetzen der Hygiene Flüssigkeiten: Bei der uniQa übernimmt ein magnetisches System das Zentrieren und Einsetzen der Abdeckungen. Das sind Features, die nicht nur den Ablauf erleichtern und beschleunigen, sondern auch schlicht Freude machen. Und am Ende sorgen genau diese Kleinigkeiten für den entscheidenden Unterschied.

JH: Nicht zu vergessen sind auch die Hygieneaspekte – die Vermeidung von Fugen oder schlecht zu reinigenden Kanten begleiten und beschäftigen das Designteam während des ganzen Prozesses. Am Ende ist es immer die Summe aller gut gestalteten Details, die ein gelungenes, harmonisches Gesamtbild ergeben. Das ist auch Teil der Qualität.



ARMIN IMHOF

“ Das Gesamtpaket ist schlichtweg einzigartig – technologisch wie aus Design Sicht. “

Sie sprechen das Thema Qualität an. Was macht gute Qualität aus Ihrer Sicht aus und wie zeigt sich diese bei der KaVo uniQa?

JH: Neben den angesprochenen Usability- und Hygienethemen sowie den technischen Features spielt natürlich auch die Haptik eine Rolle. Wie fühlen sich bspw. die Oberflächen oder auch die Instrumente an, wenn ich sie aus dem Köcher nehme? Wie empfinde ich das Polstermaterial? Eher unangenehm kalt oder matt-samtig mit einem gewissen Wellness-Charakter wie bei der uniQa? Über die haptische Ebene wird Hochwertigkeit im wahrsten Sinne spürbar. Entsprechend schließt sich gerade bei der Auswahl der Materialien der Kreis aus Funktionalität und Langlebigkeit sowie Wertigkeit und Design. Die Abdeckung benötigt zudem ein kratzfestes, chemisch resistentes und UV-stabiles Material, um Vergilben zu vermeiden. Und auch unter die



JÜRGEN HINDERHOFER

„ Fakt ist: Nachhaltige, langlebige Produkte benötigen außergewöhnlich hochwertige Materialien. So entsteht KaVo Qualität bis ins Detail. “

Abdeckung gehört Materialqualität – zum Beispiel wurden hier hochwertige Aluminium-Gussteile verbaut.

AI: Das stimmt. Langlebigkeit und Präzision sind das Ergebnis eines hochwertigen Produkts. Langlebigkeit sorgt für ein phänomenal gutes Preis-Leistungsverhältnis und so geringe Ausfallzeiten wie möglich. Präzision erleichtert die tägliche Arbeit, denn bei Arbeitsschritten, die man hundertfach am Tag wiederholt, ist präzise Funktionalität das A und O. Der Workflow muss auch im Sinne der Ergonomie leicht und zuverlässig funktionieren. Eine Dentaleinheit steht bis zu 20 Jahre in einer Zahnarztpraxis – und unser Anspruch ist, dass sie jeden Tag Freude bereitet und die hohen Erwartungen des Praxisteams erfüllt.

Das Thema Individualisierung wird immer wichtiger. Inwiefern hat der Individualitätsanspruch Einfluss auf das Design?

JH: Individualisierung und Individualität lassen sich sehr gut im Design spiegeln. Individualisierung hängt unter anderem mit dem Thema Farbe zusammen. Farbe ist ein wichtiges Gestaltungselement und verleiht beispielsweise Räumen eine ganz eigene Grundstimmung. Dabei haben warme Töne eine andere Wirkung als kalte oder pastellige Farbwelten.

Wir nehmen immer öfter wahr, dass durchgängige Farbkonzepte in Zahnarztpraxen umgesetzt werden oder auch, dass unterschiedliche Praxisräume ein eigenes Farbkonzept erhalten und so differenziert werden. Auch hier gibt es viele unterschiedliche Ansätze für die Umsetzung der eigenen, individuellen Ideen und Vorlieben. Aber eine KaVo uniQa passt immer ins Bild und kann durch die Auswahl der Polster- oder auch der Lackfarben optisch individualisiert werden.

AI: Das ist genau der Punkt. Immer mehr Zahnärzte erarbeiten ein durchdachtes Konzept für ihre Praxen, in die die Dentaleinheiten eingebunden werden müssen. Das können Farbkonzepte sein, aber auch solche zu speziellen Themen wie beispielsweise „Ruhe“ oder „Natur“.

Die uniQa steht symbolisch für die Einzigartigkeit und Individualität jedes einzelnen Zahnarztes – Körperbau und auch Arbeitsweisen unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Entsprechend gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, die uniQa nach den eigenen Vorlieben flexibel zu konfigurieren. Als Premiumhersteller müssen wir in der Lage sein, passende Produkte anzubieten, die diese Anforderungen an den modernen Praxisbetrieb und an die moderne Zahnmedizin erfüllen.

ARMIN IMHOF

„ Als Premiumhersteller müssen wir in der Lage sein, passende Produkte anzubieten, die die Anforderungen an den modernen Praxisbetrieb und an die moderne Zahnmedizin erfüllen. “



JÜRGEN HINDERHOFER

„ Gutes Design ist stringent, unaufdringlich, ehrlich und bis ins letzte Detail durchdacht. Diese Attribute kommen am Ende immer auch bei den Patientinnen und Patienten an. “

Neben den Zahnärzten rücken auch die Patienten zunehmend in den Fokus. Inwiefern hat das Design einer Dentaleinheit auch auf sie Auswirkungen?

JH: Gutes Design ist stringent, unaufdringlich, ehrlich und bis ins letzte Detail durchdacht. Diese Attribute kommen am Ende immer auch bei den Patienten an. Die KaVo uniQa ist sympathisch beruhigend und strahlt Vertrauen aus. Die durchgängige, klare Gestaltung wirkt somit sicherlich auch in gewisser Weise psychologisch.

AI: Das ist exakt das Thema. Es geht darum, dass ein hochkomplexes Produkt, das tausende Funktionen hat, einfach im Sinne von reduziert wirkt. So gewinnt es eher einen Möbelcharakter. Gut sieht man das am Patientenstuhl, der sehr „aufge-

räumt“ wirkt – es gibt an ihm beispielsweise keine angeschraubten Elemente, aber dennoch hat er unzählige Funktionen. Und das war das Ziel: Nicht durch ein martialisches Design abzuschrecken, sondern Wohlfühlmomente durch das optische Erscheinungsbild zu erzeugen.

Wenn Sie abschließend in maximal drei Sätzen die KaVo uniQa beschreiben müssten – welche wären das?

AI: Übertroffene Ergonomie in ihrer schönsten Form bringt es für mich auf den Punkt: Die KaVo uniQa ist ein Premiumarbeitsgerät, das auch noch phänomenal gut aussieht. Diese zwei Ausprägungen, Ergonomie und Design, sind für mich aber auch grundsätzlich die Hauptunterscheidungsmerkmale einer KaVo Dentaleinheit.



KaVo uniQa – die Highlights:

Der Patientenstuhl – Ergonomisch perfektioniert

1. Modernes, sportlich-kompaktes Stuhl-Design für ein Höchstmaß an Ergonomie
2. Höchstposition von 830 mm und Tiefstposition von 350 mm
3. Integrierte Trendelenburgbewegung für Ihre Patienten
4. Belastbar bis zu 185 kg

Das Arztelement – Berührend einfach

5. Neueste Touchdisplay-Generation mit brillanter Auflösung und beeindruckend schneller Reaktionszeit
 - T-Tisch mit 12" Widescreen und praktischen, personalisierbaren Widgets
 - S-Tisch und Cart mit 7" Screen
6. Intuitives Bedienkonzept mit schnellem und direktem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen für zeitsparende und reibungslose Behandlungsabläufe

Design-Highlights für ein beeindruckendes Ambiente

7. 14 Polsterfarben aus der „Inspired by Nature“ Kollektion für einen charakteristischen Look
8. Standardpolster mit Design Lines und optionalem Premium-Fußbankschutz
9. Für das unverwechselbare Komfort-Plus: RELAXline Polster mit weicher, lederartiger Oberfläche, bequemem Memoschaum und markanten Designnähten
10. Klare Linienführung und das neue Beleuchtungselement im Kurvensegment für indirektes Licht und entspanntes Ambiente

Hygiene – Effizient automatisiert

11. Komfortable Hygieneabläufe: Integrierte Spülprogramme, DEKAmat und OXYmat sowie das integrierte, abnehmbare Hygienecenter für Instrumenten- und Absaugschläuche zur zeitsparenden, automatisierten Reinigung

Patientenkommunikation – Integriert, einfach und effizient

12. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: 3-in-1 Intraoralkamera zur perfektionierten Kariesdiagnostik in Full HD
13. Neuer, hochauflösender KaVo Screen mit verbesserter Bildqualität
14. Spielend leichte und vernetzungsunabhängige Patientenkommunikation mit der autarken KaVo CONNECTbase
15. CONNECTlink, die Schnittstelle zwischen CONNECTbase und der passenden Imaging- oder Patientenmanagement-Software für eine direkte Übertragung der Bilder in die Patientenakte

Accessoires – Perfekt kombiniert

16. Ultra-leichte KaVo Lumina Behandlungsleuchte mit UX Light Technologie, innovativem SPALight und COMPOshape Modus
17. Kraftvoller KaVo eSCALER für eine effektive Ultraschall-Zahnreinigung – Made by KaVo
18. Überzeugen durch präzise Bildgebung und Patientenkomfort: der KaVo ProXam iOS Intraoralscanner zur digitalen Abdrucknahme in Rekordzeit und das 2D Kleinröntgengerät KaVo ProXam iX



FOLGEN SIE IHRER INTUITION.



Die selbsterklärende Bedienoberfläche des Arztelements mit hochwertigem Glas-Touchdisplay der neuesten Generation macht es möglich: Sie finden sich sofort und einfach zurecht und können sich über einen reibungslosen, zügigen und entspannten Arbeitsablauf freuen.

Mehr Freiheit – Für mehr Individualität

Das „One-size-fits-all-Prinzip“ war gestern: So individuell wie Sie sollte auch Ihre Dentaleinheit sein. Richten Sie deshalb die Ausstattung Ihrer KaVo uniQa bis ins Detail auf Ihre ganz persönlichen Anforderungen aus. Durch die flexible Instrumentierung ist das völlig problemlos realisierbar: Bestücken Sie das Arzt- und Assistenzelement exakt so, wie es für Sie und Ihr Team stimmig ist. Viele Funktionen lassen sich individuell auf den Behandler einstellen, wie z. B. der Name, die Behandlungsarten oder die Direkttastenbelegung am Homescreen. Und sollte sich Ihr Behandlungsschwerpunkt verlagern – kein Problem. Anpassungen sind

auch nachträglich jederzeit möglich. Beispielsweise das Aufrüsten von fünf auf sechs Ablagen oder das Nachrüsten von Endodontie- und Chirurgiefunktionen.

Mehr Komfort – Für mehr Freude

Gönnen Sie sich Komfort: Per Touchdisplay oder Fußanlasser greifen Sie jederzeit bequem auf all die Funktionen und Parameter integrierter Spezialgeräte zu, die Sie während der Behandlung benötigen. Am Arztelement haben Sie dabei jederzeit alle Informationen im Blick. Programmieren Sie auch Ihre individuellen Behandlungsabläufe jederzeit nach Belieben.

Suchen Sie sich die Position für Ihr Arztelement, die für Sie angenehm ist. Im Sitzen oder auch im Stehen. Alleine oder mit Assistenz. Tisch-, Cart- oder Schwingenversion. So haben Sie stets alles komfortabel im Griff.

Brillant gelöst

Mit der neuesten Touchdisplay-Generation lässt sich die KaVo uniQa so intuitiv und zügig wie nie zuvor steuern. Sie überzeugt durch bestechend brillante Auflösung und beeindruckend schnelle Reaktionszeit.



Die uniQa Bedienoberfläche in drei Worten: übersichtlich, hygienisch, effizient.

Einfach komfortabel – der T-Tisch

Mit der T-Version können Sie sich über ein überragendes Komfortlevel freuen. Nicht nur ein besonderer Hingucker, sondern auch überzeugend in seiner Funktionalität ist der supergroße 12,3-Zoll Widescreen. Auf diesem sind die Stuhlfunktionen jederzeit sichtbar, auch wenn ein Instrument entnommen ist. Viele Personalisierungsmöglichkeiten sowie die neuen Widget-Optionen wie eine Digitaluhr oder die Möglichkeit zur Integration des Praxislogos sorgen für das besondere Quäntchen Uniqueness. Das große Tray bietet zudem eine erweiterte Ablagefläche.

Einfach ergonomisch – Der S-Tisch

Bei der Schwingentisch-Version können Sie wählen, ob Sie für die perfekt ausbalancierten Instrumenten-Schwingen voreingestellte Rastpositionen wünschen. Neben der kurzen 50 cm Auszugsposition ist eine neue, zusätzliche 70 cm Position verfügbar. Die maximale Schlauchauszugslänge liegt bei 90 cm.



Einfach abgelegt

Ob mit fünf oder sechs Instrumentenablagen: Jede Position lässt sich flexibel nach Ihren Wünschen konfigurieren. Oder Sie rüsten einfach später von fünf auf sechs Ablagen auf. Auch das geht mit der KaVo uniQa problemlos.

Einfach gespeichert

Intelligent erinnert: Rufen Sie abgespeicherte Parameter für bis zu fünf Behandlungsarten für jedes Instrument schnell und zuverlässig erneut ab. Und zwar für bis zu sechs Behandler – die KaVo uniQa macht es möglich.

Kraft und Leistung in optimaler Balance



Unsere KaVo Scaler sind Made in Germany und vereinen Präzision und Qualität auf höchstem Niveau:

Mit dem KaVo eSCALER wird die Zahnreinigung hochpräzise und zeitsparend: Die linear oszillierende Spitzenbewegung mit bis zu 30.000 Hz ermöglicht eine besonders effektive Behandlung. Die exakt definierte Ultraschallschwingung, das ergonomisch geformte Handstück, die taghelle Ausleuchtung und die filigranen Spitzen, mit denen auch schwer zugängliche Stellen einfach zu erreichen sind, sorgen sowohl beim Patienten als auch beim Anwender für höchsten Behandlungskomfort.



Das KaVo SONICflex ist das Universalgenie für fast alle Indikationen und sorgt für eine angenehm substanzschonende Behandlung. Die sanft oszillierende Schallschwingung mit ca. 6.000 Hz und eine Spitzenauswahl von über 50 Spitzen macht den Scaler bei Patienten und Behandlern gleichermaßen beliebt und eignet sich perfekt für sämtliche Anwendungsbereiche, wie z.B. Prophylaxe, Endodontie, Parodontologie, minimalinvasive Kariestherapie oder Präparation.



Leben Sie Ihren Anspruch

Geben Sie sich auch bei der Instrumentierung nur mit dem Besten zufrieden. Die KaVo Instrumente decken sämtliche Einsatzbereiche ab, bieten Ihnen beste Sicht sowie optimalen Zugang – damit Sie stets mit allerhöchster Qualität und Präzision behandeln können. Speziell in Kombination mit dem extrem kompakten, leichten und lauffähigen Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED arbeiten Sie dank SMARTdrive im gesamten Drehzahlpektrum von 100 bis 40.000 U/min besonders effizient und ermüdungsfrei.



Spezielles, nicht nur für Spezialisten

Endodontie auf die Spitze gebracht

Durch die integrierten Endofunktionen mit 3 verschiedenen Modi zur Feilensteuerung sparen Sie sich die Anschaffung eines teuren Endodontiegeräts.

Dank der integrierten Feilendatenbank mit knapp 200 voreingestellten Feilen können Sie alle wichtigen Parameter wie Übersetzung und Drehmomentwerte direkt über das Arztelement abrufen, einstellen und abspeichern – und neue Feilen jederzeit zusätzlich aufnehmen.

Die clevere Chirurgie-Option

Gestalten Sie sich auch anspruchsvollste Arbeiten so angenehm wie möglich: Statten Sie Ihre KaVo uniQa zusätzlich mit dem KaVo INTRA LUX S600 LED aus. Er ist einer der leichtesten und kleinsten Chirurgiemotoren.

In Kombination mit den KaVo Chirurgie-Instrumenten und der integrierten Kochsalzpumpe stehen Ihnen so die uneingeschränkten Funktionen eines modernen Chirurgiegeräts zur Verfügung.




RELAXline: Entspannung,
die sich sehen lassen kann

Das KaVo RELAXline Softpolster kombiniert attraktives Design mit maximalem Liegekomfort und sorgt für ein echtes Wohlfühl-Ambiente in entspannter Lage. Der besonders bequeme Memo-Schaum passt sich den Körperkonturen der Patienten perfekt an, während die weiche, lederartige Oberfläche für eine angenehme Haptik sorgt. Handgefertigte, hochwertige Designnähte verleihen der RELAXline Serie einen elegant-sportlichen Look.



KaVo Design-Details: Alles andere als Standard

Das klassische KaVo Softpolster wurde mit neuen Designprägungen aufgewertet, die den sportlichen Look der uniQa zusätzlich betonen. Bestens geschützt sind die Polster mit dem schicken und praktischen Premium-Fußbankschutz – einem kleinen Detail mit großem Effekt.



Beleuchtungselement für indirektes Licht und ein entspanntes Spa-Ambiente



Großer Effekt: Der neue Premium-Fußbankschutz und die neuen Design Lines.

INSPIRED BY NATURE

Die Farbkollektion für Premium-Praxisdesign

Die individuelle, charakteristische Optik der KaVo uniQa wird durch die Polsterfarbkollektion „Inspired by Nature“ elegant in Szene gesetzt: 14 frische und attraktive Farbtöne – von zartem Perlweiß bis zu coolem Graphitgrau – bieten Ihnen die Möglichkeit, mit ihrer Dentaleinheit auch ästhetische Akzente passend zu den neuesten Interieur Trends zu setzen.



BEWAHREN SIE IHRE GESUNDE HALTUNG.



Beugen Sie mit der KaVo uniQa gesundheitlichen Problemen und Schmerzen vor. Praktizieren Sie so belastungsfrei wie möglich und in gesunder Körperhaltung. Erleben Sie die Freiheit natürlicher, intuitiver Abläufe. Und ermöglichen Sie auch Ihren Patienten jederzeit bequemes, entspanntes Liegen. Weil Gesundheit das höchste Gut ist.



Tiefstposition
von 350 mm
und Höchst-
position von
830 mm



Zeigen Sie Größe

So individuell wie Sie, so flexibel ist die KaVo uniQa. Stellen Sie Ihre uniQa nicht nur auf Ihre persönlichen Anforderungen und Gewohnheiten ein, sondern auch auf Ihre Körpergröße. Die variable Höhe des Patientenstuhls liegt zwischen 350 mm und 830 mm, und gewährleistet so ergonomisch optimale Bedingungen, egal ob Sie im Sitzen oder Stehen behandeln.

Nutzen Sie Ihre neue Freiheit

Ab jetzt ist mehr Freiraum für Ihre Beine kein Problem mehr. Unter dem Patientenstuhl der KaVo uniQa bekommen Sie den Raum, den Sie benötigen. Positionieren Sie auch den Fußanlasser an der Stelle, die für Sie angenehm ist – das kompakte Design des Patientenstuhls und der Stuhltrittplatte machen es möglich. Für gesundes und entspanntes Arbeiten mit ausreichender Nähe zu Ihren Patienten.

In bester Lage



Die Patientenlagerung der KaVo uniQa nach Trendelenburg ist in jeder Behandlungsposition gleichzeitig komfortabel und ergonomisch: Die Fußablage neigt und hebt sich automatisch passend zur jeweiligen Neigung der Rückenlehne. Diese kombinierte Bewegung verhindert eine Stauchung oder Streckung des Patientenrückens während der Neueinstellung der Rückenlehne. Die erhöhte Beinlagerung unterstützt dabei den Kreislauf. So behandeln Sie sprichwörtlich stets in bester Lage.



Ein- und Aussteigen, bitte – aber einfach

Die Armlehnen der KaVo uniQa erleichtern das Ein- und Aussteigen, denn diese sind einfach nach unten schwenkbar. Gleichzeitig bieten sie Halt und Sicherheit während der Behandlung ohne, dass Sie als Behandler auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten müssen.

In perfekter Position

Finden Sie je nach Indikation oder Patientengröße mit dem flexiblen Wendepolster und der 2-Gelenk-Kopfstütze die perfekte Position, in der Ihre Patienten optimal liegen und Sie in ergonomischer Haltung entspannt und konzentriert arbeiten können. Gut für Sie. Gut für Ihre Patienten.

Reine Kopfsache

Durch den stufenlos einstellbaren Kopfneigungswinkel können Sie die Kopfstütze, und somit die Position von Kopf und Mund, optimal individuell einstellen. Auf dem Komfortkopfpolster liegen Ihre Patienten völlig entspannt – und Sie haben dauerhaft besten Zugang zum Ihrem Arbeitsfeld. Weil Komfort am Kopf beginnt.



Optimierte Rückenlehne Progress: Optimale Arbeitshaltung und optimaler Zugang zum Mund der Patienten.



Einfach komfortabel: die leicht bedienbare 2-Gelenk-Kopfstütze mit Drucktaste und drehbarem Kopfpolster.

Links oder rechts?

Beides richtig


Die KaVo uniQa steht für Individualität und Flexibilität. Natürlich ist sie entsprechend auch als Links- oder Rechtshändereinheit erhältlich. Egal wie Sie sich heute entscheiden, Sie können dies auch jederzeit rückgängig machen und neu wählen. Oder Sie entscheiden sich für die Kombination aus S-Tisch oder Cart mit dem rechts-/links schwenkbaren Assistenzelement und machen den einfachen Seitenwechsel permanent möglich. Das ist Investitionssicherheit à la KaVo.




Von Kopf bis Fuß auf Sie eingestellt.

Jeder Handgriff sitzt

Genießen Sie das gute Gefühl, mit idealen Greifwegen noch entspannter zu arbeiten. Ob Sie allein oder gemeinsam mit Ihrer Assistenz behandeln, das Arztelement der Tisch-, Cart- oder Schwingenversion sowie Trayablage und



Assistenzelement lassen sich durch den großen Bewegungsradius passend für Sie positionieren. Für großen Freiraum bei der Behandlung mit der Schwingenversion sorgt die maximale Auszugslänge der Instrumentenschläuche von 90 cm und die geringe Tischhöhe von 45 cm.



Ihre Assistenz hat alles im Griff

Das Assistenzelement der KaVo uniQa ist mit einem kapazitiven Touchpanel und einer übersichtlichen Bedienoberfläche ausgestattet. Alle zentralen Stuhl- sowie die Leuchtenfunktionen sind direkt und schnell verfügbar. Instrumente können einfach und exakt nach individueller Gewohnheit und Vorliebe konfiguriert werden – dies beinhaltet sogar den Intraoralscanner KaVo ProXam iOS. Dazu die flexible Höhenverstellung und der große Schwenkbereich – das Assistenzelement ist Ergonomie pur.



Der perfekte Fußanlasser

Sie haben während der Behandlung alle Hände voll zu tun? Kein Problem mit der KaVo uniQa. Steuern Sie ab jetzt alle Funktionen und integrierten Geräte ganz einfach mit dem Fuß – inklusive der Patientenkommunikation. Und ganz nebenbei sinkt zudem das Risiko von Kreuzkontaminationen. Für die noch flexiblere Platzierung optional auch als kabellose Variante erhältlich. Damit Sie alles perfekt steuern können.



Effizienter Workflow heißt vor allem eins: kurze Wege.

Alles findet seinen Platz.

Genießen Sie einen perfekten Arbeitsablauf. Dreh- und Angelpunkt dafür: das KaVo Centro Trägersystem, bei dem alle wichtigen Geräte sinnvoll und ergonomisch an einer Stelle angeordnet sind – dem Zentrum Ihrer Behandlungsprozesse, Greifwege und Bewegungsabläufe. Durch das Prinzip der kurzen Wege haben Sie jederzeit alles im Griff. Bei der Um- und Aufrüstung auf weitere Geräte und zukünftige Technologien bleiben Sie absolut flexibel. Dank zahlreicher Adapter sind Geräte und Komponenten einfach und schnell austauschbar.



Individuell bestückbar für individuelles Arbeiten – das Trägersystem Centro



Intraorales Röntgen in Reichweite

Einfach mit einem Adapter das passende Kleinröntgengerät, wie das KaVo ProXam iX, an der Leuchtenaufbaustange installieren und Sie können direkt an der Dentaleinheit eine optimal an die radiologische Indikation angepasste Röntgenaufnahme erstellen – hochpräzise, zeitsparend und ganz nah an Ihren Patienten.

OPTIMALE PATIENTEN-KOMMUNIKATION IN IHRER HAND.



Nutzen Sie die Sprache der Bilder – klären Sie Ihre Patienten im Detail und anschaulich über notwendige Therapiemaßnahmen auf – dank hochauflösender Befundaufnahmen und Bildern in brillanter Farbwiedergabe.




DIAGNOcam Vision Full HD – Innovation in ihrer schönsten Form.

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Kamera, die Ihnen drei klinisch relevante Bilder für Ihre Kariesdiagnostik liefert – jederzeit brillant scharf und in weniger als einer Sekunde. Dies ist ab jetzt möglich: mit der DIAGNOcam Vision Full HD wählen Sie, ob Sie eine Intra-oral-, eine Transilluminations- oder eine Fluoreszenz-Aufnahme machen möchten – oder ob Sie zwei oder drei Aufnahmemodi kombinieren wollen. Dank der HD-Auflösung von 1920 Pixel x 1080 Pixel werden alle aufgenommenen Bilder jederzeit in brillanter Schärfe dargestellt. Das geringe Gewicht und die perfekte Balance der Kamera ermöglichen eine ergonomische Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten.

KaVo ProXam iCam – kleine Kamera einfach groß

Erläutern Sie Ihren Patienten die jeweilige zahnmedizinische Situation mit perfekten Bildern in hoher Tiefenschärfe und hervorragender Farbwiedergabe. Die leicht bedienbare KaVo ProXam iCam liefert Ihnen dafür jederzeit die optimale Aufnahme. Die Kamera ermöglicht es, bereits in einem Bildabstand von 9-35 mm ein scharfes Bild darzustellen und verfügt zusätzlich über einen Makromodus. Die Bildauslösung ist per Hand oder mit dem Fußanlasser möglich.



Zeigen Sie es Ihren Patienten

Der 22" große KaVo Screen bietet Ihnen hochauflösende Bildqualität in Full HD, überzeugende Kontrastwerte und eine brillante Farbwiedergabe. Mit seinen zwei digitalen Eingängen ist er optimal abgestimmt auf alle Funktionalitäten der bildgebenden Geräte wie Kamera oder Mikroskop. Für höchste Hygienesicherheit hat der Screen eine Glasschutzscheibe, geringe Spaltmaße am Gehäuse und lässt sich mit nur einer Hand justieren. Einfach eine scharfe Sache!



Die neue Basis für Ihre Patientenkommunikation – integriert, einfach und effizient.

KaVo CONNECTbase macht einen neuen, einfachen Workflow im Rahmen der Patientenkommunikation möglich – direkt an Ihrer KaVo uniQa und ganz ohne zusätzliche Softwareinstallation können Sie mit CONNECTbase Ihre Patienten über ihre dentale Situation aufklären. Sie schließen dafür einfach nur Ihre Kamera an und können sofort loslegen. Die Bilder werden unmittelbar am Bildschirm der Dentaleinheit dargestellt und können sogar mit bereits gespeicherten Bildern verglichen werden.



Das Plug-and-Play-Prinzip – reibungslose Abläufe leicht gemacht


Durch die direkte Nutzung der Kameras an der KaVo Dentaleinheit haben Sie im Handumdrehen Zugriff auf Ihre Kamerabilder und können diese im Anschluss via USB exportieren.

Ebenso einfach erfolgt die Bedienung über das Touchdisplay oder den Fußanlasser Ihrer Dentaleinheit, damit Sie Ihren Arbeitsplatz während der Behandlung nicht verlassen und auch Ihren Ablauf nicht unnötig unterbrechen müssen.

Sie wollen auf weitere Quellen zugreifen? Kein Problem. Durch einfaches Umschalten direkt am Arztelement können verschiedene HDMI Quellen am Bildschirm Ihrer Dentaleinheit angezeigt werden.

Machen Sie Ihre Behandlungen zum Erlebnis

Überbrücken Sie Wartezeiten und schaffen Sie bei Bedarf eine willkommene Ablenkung für Ihre Patienten durch visuelle Erlebnisse direkt an der KaVo uniQa. Die tolle Auswahl verschiedenster Medien, wie bspw. einem personalisierbaren Willkommensbildschirm oder diversen Bildschirmschonern mit großer Fotoauswahl oder Slide-Shows, werden Ihren großen und kleinen Patienten Freude machen. Gleichzeitig können Sie Ihren Screen natürlich auch werbewirksam für Ihre individuellen Themen nutzen und relevante Informationen einfach übermitteln – ganz KaVo uniQa eben.



Passend zum Design Ihrer Praxis sind verschiedenste Themen für Ihren Bildschirmhintergrund verfügbar.



KaVo **CONNECT**
link

Die einfache Verknüpfung Ihrer Praxis-Management-Software.

Mithilfe der CONNECTlink Software kann Ihre Praxis-Management-Software mit der KaVo Dentaleinheit verbunden werden, wodurch eine schnelle und einfache Übergabe von Patientendaten und klinischen Bildern ermöglicht wird. So haben Sie direkt am Touchdisplay am Arztelement der KaVo Dentaleinheit Zugriff auf alle relevanten Daten und können wie gewohnt neue klinische Bilder mit den KaVo Kameras hinzufügen. Diese Bilder werden dank CONNECTlink automatisch an die Praxis-Management-Software übertragen und der jeweiligen Patientenakte zugeordnet.

Die CONNECTlink Software kann als separates Modul zu Ihrem bestehenden CONNECTbase Patienten-kommunikationssystem erworben werden. Für die Nutzung der CONNECTlink Software wird CONNECTbase sowie die entsprechende CONNECTlink Lizenz an der jeweiligen KaVo Dentaleinheit benötigt.

HYGIENE LEICHT GEMACHT.



Die Reinigung Ihrer KaVo uniQa ist denkbar einfach: Nehmen Sie zum Desinfizieren wichtige Teile mühelos ab. Sämtliche Oberflächen sind leicht zu säubern und das Spülen der Instrumenten- sowie die Reinigung und Desinfektion der Absaugschläuche ist automatisiert. Das garantiert Sicherheit auf allen Ebenen.

Wenn aus praktischer Intelligenz sichere Hygiene wird

Setzen Sie auf die zuverlässige, automatische Reinigung der Absaug- und Instrumentenschläuche. Das Hygienecenter ist im Gerätekörper der KaVo uniQa integriert. Hier können Sie sowohl Saugschläuche als auch Instrumentenschläuche anschließen – ganz einfach und ohne großen Aufwand. Das Hygienecenter ist abnehm- und thermodesinfizierbar.


Die Kraft des Wassers

Reinigung mit der Kraft des Wassers. Bei der KaVo uniQa ist das automatisierte HYDROclean-Programm zur mühelosen Reinigung der Saug- und Abflusssysteme automatisch mit den Instrumentenspülprogrammen kombiniert. So vermeiden Sie Ausfallzeiten und Kosten für die Wartung Ihrer Dentaleinheit.




Automatische Spülprogramme

Minimieren Sie Risiken nach RKI Vorgaben – mit den vorprogrammierten Reinigungsprogrammen wird die Aufbereitung Ihrer KaVo uniQa ein Kinderspiel. Egal, ob morgens, nach jeder Behandlung, abends oder wöchentlich. Im Hygiene Tab wird Schritt für Schritt erklärt, wie die Einheit vorzubereiten ist. Für die Spülung und Reinigung sorgen die Programme dann ganz von allein.



Sicherheit, Hygiene und Flexibilität – jederzeit und ohne Kompromisse. Mit dem Wasserblock DVGW.

Mit der neuesten Generation der Wassertechnik setzt KaVo neue Maßstäbe für das Herzstück Ihrer Dentaleinheit. Der Wasserblock DVGW versorgt die Instrumente und den Patienten mit Spray und Spülwasser und dosiert dabei automatisch die richtige Konzentration des KaVo OXYGENAL 6. Dank der freien Fallstrecke des Wasserblocks wird verhindert, dass Wasser aus der Dentaleinheit in das Trinkwassersystem zurückfließt. So bleibt die Qualität Ihrer Wasserversorgung erhalten, während die hohen DVGW-Standards konsequent erfüllt werden. Darüber hinaus wird die freie Fallstrecke durch die Flutung des Auffangbeckens mit KaVo OXYGENAL 6-Konzentrat entkeimt. Dies garantiert optimale Hygiene und höchste Sicherheit für Ihre Patienten.



So hat Verkeimung keine Chance

Schützen Sie die Leitungen Ihrer KaVo uniQa vor Verkeimung. Die Dauerentkeimung mit KaVo OXYGENAL 6 sorgt dafür, dass sich im normalen Praxisbetrieb keine Mikroorganismen ausbreiten. Mit dem Intensiventkeimungsprogramm (Reinigungsprogramm „Wöchentlich“) schützen Sie nicht nur Ihre Patienten vor Mikroorganismen, die sich in Stagnationszeiten wie an Wochenenden oder zu Urlaubszeiten bilden können, sondern sorgen auch für eine einwandfreie Qualität der Kühl- und Spülflüssigkeiten. Für Sicherheit zu jeder Zeit.



Griffe, Instrumentenablagen, Mundspülbecken, Schwingenbügel und Silikonmatten sind einfach abnehm- und desinfizierbar. Damit kein Schmutz in Ihre Dentaleinheit eindringt, sind Gehäuseober- und -unterteil komplett geschlossen. Die Siebeinsätze der Saugschläuche sind dank Hygienegriff einfach und sicher wechselbar.

Die reinste Freude


Für die standardisierte, effektive Reinigung und Desinfektion der Absaugwege ist beim DEKAmat die DEKASEPTOL Flasche im Gerätekörper integriert. Das anwendungsfertig gemischte DEKASEPTOL ist direkt einsetzbar und benetzt die Absaugschläuche und -systeme. Der besondere Vorteil: das Gel haftet an den kritischen Stellen, anstatt einfach nur durchgespült zu werden. Ebenso mühelos funktioniert die Entkeimung des Patientenwassers beim OXYmat, denn auch die OXYGENAL 6 Flasche ist im Gerätekörper platziert. Die Abgabe des jeweiligen Mittels erfolgt automatisch in der perfekten Dosierung. Damit entfallen das personal- und zeitintensive manuelle Aufbereiten sowie die Gefahr der Falschdosierung. Zudem wird der Kontakt mit den Reinigungsmitteln vermieden.

Geschütztes Wasserversorgungssystem

KaVo Instrumente und Motoren verfügen über einen Rücksaugstopp, der verhindert, dass kontaminiertes Spraywasser in die Dentaleinheit gesaugt wird – für ein geschütztes Wasserversorgungssystem.

Bestes Licht für höchste Ansprüche

Die Behandlungsleuchte KaVo Lumina kann direkt über das intuitive Arzt- und Assistenzelement bedient werden. Das Ein- und Ausschalten ist auch über die Automatikpositionen Ihrer Dentaleinheit und den integrierten Sensor möglich. Optimal auf Ihre KaVo uniQa abgestimmt, bietet die KaVo Leuchte höchste KaVo Qualität, maximalen Behandlungskomfort, perfekte Hygienevoraussetzungen und eine lange Lebensdauer.



Das innovative SPALight ist ein Farbenspiel, das sich gemäß der modernen Farbpsychologie aus nachweislich beruhigenden Blau- und Grüntönen zusammensetzt. Es sorgt vor und zwischen den Behandlungen für eine entspannende Atmosphäre und einen Hauch von SPA-Feeling.

KaVo Lumina mit UX Light Technologie – enjoy the light side of dental life

Zum Premium-Komfort gehört auch die Qualität des Lichts. So setzt die KaVo Lumina neue Leuchten-Standards in der Zahnarztpraxis. Sie erreicht nicht nur ein neues Niveau in der Licht-Technik und ist optisch ein echtes Highlight, sondern setzt mit einer Vielzahl smarter Features auch in puncto User Experience den Goldstandard. Die innovative UX Light Technologie ermöglicht eine perfektionierte Ausleuchtung aller Ebenen bis in den molaren Bereich – und das ohne störende Reflektionen an den Frontzähnen. In Kombination mit dem optimierten Leuchtfeld schont dies die Augen und unterstützt konzentriertes Arbeiten. Das natürliche Lichtspektrum mit seiner präzisen Farbwiedergabe ist Lichtqualität pur, die sowohl Technik-Begeisterten als auch Ästheten die tägliche Arbeit verschönert.

Ergonomie und Komfort: der KaVo PHYSIO Evo

Für Sie als Zahnarzt ist es besonders wichtig, eine dauerhaft ergonomisch gesunde und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation einzunehmen. Nichts beeinflusst Ihre Körperhaltung so sehr wie der Arbeitsstuhl, auf dem Sie täglich Platz nehmen. So ist der KaVo PHYSIO Evo und Evo F exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Zahnarzt und Assistenz ausgerichtet.



Ergonomie steckt im Detail.

Passen Sie die Sitzfläche und Rückenlehne individuell auf Ihre anatomischen Anforderungen und Ihren Behandlungsstil an – dank getrennter Einstellfunktionen kein Problem. Rücken- und Sitzpolster des KaVo PHYSIO Evo sind ergonomisch geformt. Die zentrierte Erhöhung im Sitzpolster bietet einen stabilen Sitz und verhindert Verrutschen selbst bei schnellen, kurzen Rollbewegungen. Die abgerundete Oberschenkelauflage schenkt Ihnen viel Bewegungsfreiheit. Dank der federkraftunterstützten Rückenlehne wird Ihre Rückenmuskulatur insbesondere im Lendenwirbelbereich permanent aktiv gestützt und so dauerhaft geschont. Reibungslose Arbeitsabläufe und größtmöglicher Sitzkomfort werden damit bei jeder Behandlung selbstverständlich – für Ihre Gesundheit und beschwerdefreies Arbeiten.

Ein ausgezeichnetes Konzept

Der Behandlungsstuhl KaVo PHYSIO Evo/Evo F ist mit dem Gütesiegel des Vereins „Aktion gesunder Rücken“ (AGR) ausgezeichnet. Eine unabhängige, multidisziplinäre Expertenkommission legt dieser Auszeichnung strenge Prüfkriterien für Ergonomie und Gesundheit zugrunde.



Ausstattungsoptionen

Patientenstuhl

- Softpolster ●
- RELAXline Softpolster ○

Rückenlehne

- Progress (optimiert) ●

Kopfstütze

- 2-Gelenk mit Drucktaste ●
- Komfortkopfpolster ○

Armlehne

- Links ○
- Rechts ○

Arztelement

	TM ³	S	C	T
Touchdisplay	●	●	●	●
SMARTdrive	●	●	●	●
5 Instrumentenablagen	●	●	●	●
6 Instrumentenablagen	○	○	○	○
Abnehmbare Instrumentenablage	●	●	●	●
Turbinenschlauch	○	○	○	○
INTRA LUX Motor KL 703 LED™	○	○	○	○
Integrierte Drehmomentsteuerung (Endo)	○	○	○	○
KaVo eSCALER Ultraschall Scaler	○	○	○	○
SONICflex™ Schall Scaler	○	○	○	○
Dreifunktionshandstück	x	x	x	x
Minilight Dreifunktionshandstück	x	x	x	x
Mehrfunktionshandstück	○	○	○	○
Pumpe für Kochsalzlösung	○	○	○	○
Chirurgiemotor S600 LED	○	○	○	○
Sprayerwärmung für Instrumente	●	●	●	●
USB-Schnittstelle	○	○	○	○
Pneumatische Bremse für Armsystem	-	○	-	○
Tablettaufnahme für zwei Norm-Trays	●	●	-	●
Servicetisch 1568 für zwei Norm-Trays	-	-	○	-

Assistenzelement

- Kapazitives Touchpanel ●
- 5 Instrumentenablagen ●
- Spraynebelabsaugung ●
- Speichelzieher ●
- 2. Speichelzieher ○
- Dreifunktionshandstück ○
- Mehrfunktionshandstück ○

- Polymerisationshandstück Satelec MiniLED ○
- Adapter für ProXam iOS Intraoralscanner ○
- Trayhalter für Tablettaufnahme ○
- Schwenk- und höhenverstellbar ●
- Selektivablage ●
- Kurzer Arm x
- Rechts/links schwenkbar ○

Gerätekörper

- Mundspülbecken Porzellan x
- Mundspülbecken Glas Rauchgrau x
- Hygienecenter ●
- Dauerentkeimung¹ ●
- Intensiventkeimung¹ ●
- HYDROclean (Spülsystem) ●
- DEKAmat™ und OXYmat ●
- Warmwasserboiler ●
- VACUstopp ●
- Kabelloser Fußanlasser ○

Versorgungssystem

- Wasserblock DVGW ●
- Wasserflasche DVGW² ○
- Zusatzgeräteanschluss ○
- Unterdruckregelventil ○

Entsorgungssystem

- Externe Nassabsaugung ●
- DÜRR Amalgamabscheider ○
- DÜRR Separierautomatik ○

Behandlungsleuchte

- KaVo Lumina ○
- Leuchtaufbaustange ○
- Adapter für Leuchtaufbaustange (z.B. für Intraorales Röntgen) ○


Patientenkommunikation

- KaVo CONNECTbase ○
- KaVo CONNECTlink ○
- CONEXIO ○
- KaVo Screen ○
- KaVo ProXam iCam ○
- KaVo DIAGNOcam Vision Full HD ○

● Serienausstattung | ○ Optionale Ausstattung | x Muss gewählt werden | - Nicht lieferbar

¹ nur in Verbindung mit Wasserblock DVGW und Wasserflasche DVGW | ² gegen Minderpreis | ³ nur als Linksgerät

Polsterfarben „Inspired by Nature“



Erhältlich als:
S – Standard
R – RELAXline



Standard
Klassische Polstervariante mit matter Oberfläche.



RELAXline
Lederartige Oberfläche, Memo-Schaum mit Ziernähten.

Modernes Design, höchste Qualität: alle KaVo Polster sind in Manufaktur-Qualität von Hand in Deutschland gefertigt. Sowohl die RELAXline Polster mit ihrer weichen, lederartigen Oberfläche und den hochwertigen Nähten als auch die klassischen Polster mit mattem Finish werden durch die Farbkollektion „Inspired by Nature“ elegant in Szene gesetzt. Unabhängig von der Polsterlinie schafft die Farbkollektion spannende Möglichkeiten mit Ihrer Dentaleinheit auch ästhetische Akzente passend zu den neuesten Interieur Trends zu setzen.

Dental Excellence in jedem Bereich

Wofür wir als Marke stehen

KaVo ist schon immer da und wird es immer sein. Entsprechend stehen wir und unsere Produkte seit über 100 Jahren für höchste Qualität und Verlässlichkeit, sodass sich unsere Kunden auf das Wesentliche konzentrieren können.

KaVo versteht es elementare Anforderungen, Ergonomie, höchste Hygieneansprüche und Design kompromisslos zum besten Gesamtpaket zu verbinden. Durch das perfekte Zusammenspiel aus Dynamik und Expertise sind wir hierbei immer am Puls der Zeit.



KaVo Dentaleinheiten -
die Investition in Ihre Gesundheit



KaVo Instrumente -
den Unterschied fühlen



KaVo Imaging -
mehr sehen, besser planen



Dentale Ausbildung -
exzellent lernen

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten vorzunehmen.

KaVo, ESTETICA, uniQa, amiQa, Lumina und eSCALER sind eingetragene Marken der KaVo Dental GmbH.