

Interne Nummer: 112-000  
 Handelsname: **Die Lube**

überarbeitet am: 14.08.1997

Version: 1.1  
 Produkt-Nr.: 112-000  
 Stoff-Code:

Stand: 00.0000

**01. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

Angaben zum Produkt

Handelsname: Die Lube  
 Produktangaben: Wachstrennmittel  
 Hersteller: DENTAURUM-J.P. Winkelstroeter KG  
 Turnstraße 31  
 D-75228 Ispringen

Auskunftgebender Bereich

Notfallauskunft: Chemie  
 07231-803-184/190

**02. Zusammensetzung und Angaben zu Bestandteilen**

Chemische Charakterisierung

CAS:	EG:	UN:	EINECS:
------	-----	-----	---------

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nummer/Bezeichnung	Konzentration	GS	R-Sätze

**03. Mögliche Gefahren**

10100 Keine besonderen Gefahren bekannt.

**04. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Erste-Hilfe-Massnahmen / nach Augenkontakt  
 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen.

**05. Maßnahmen zu Brandbekämpfung**

- geeignete Löschmittel  
 Wasser  
 Schaum  
 Löschpulver  
 Kohlendioxid

**06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme  
Mit saugfähigem Material aufnehmen und entsorgen.

**07. Handhabung und Lagerung**

- Hinweise zum sicheren Umgang  
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  
Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

**08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

- Hygienemassnahmen  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

**Inhaltsstoffe (arbeitsplatzbezogen)**

CAS-Nummer/Bezeichnung	Konzentration	Art	Wert

**09. Physikalische und chemische Eigenschaften**

- Form  
flüssig
- Farbe  
schwach gelblich
- Geruch  
seifenartig
- pH-Wert / Bemerkung  
schwach alkalisch = 9 (20°C)
- Dichte / Bemerkung : > 1 kg/l : 1,1g/cm<sup>3</sup>
- Löslichkeit in Wasser / Bemerkungen  
mischbar

**10. Stabilität und Reaktivität**

- Gefährliche Reaktionen  
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**11. Angaben zur Toxikologie**

- Allgemeine Bemerkungen  
Toxikologische Daten liegen keine vor.

**12. Angaben zur Ökologie**

- Allgemeine Hinweise / Ökologie  
Ökologische Daten liegen nicht vor.

**13. Hinweise zur Entsorgung**

- Entsorgung / Produkt  
Kann in genügender Verdünnung mit Wasser der biologischen Kläranlage zugeführt werden.
- Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen  
Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

**14. Angaben zum Transport**

- Sonstige Angaben  
Kein gefährliches Transportgut


GGVS/E-Klasse/Ziffer:

AS-Nr: 0

ADR/Rid-Klasse/Ziffer:

ADNR-Klasse:

Kategorie:

IMDG/GGVSee-KI/Zi:

EmS:

MFAG:

ICAO/IATA:

PG:

**15. Vorschriften**

- Kennzeichnung  
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

**Inhaltsstoffe gemäß Störfallverordnung**

CAS-Nr.	Bezeichnung	Mengenschwellen	UN-Nr.

VBF-Kl.:	TA-Luft-Kl./Abs.:	Datum: 00.00.0000	WG
----------	-------------------	-------------------	----

**16. Sonstige Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.