


ZS 150-1

Helix-Test

zur optimalen Prozesskontrolle des Klein-Sterilisators.

EAN: 4002515540381 / Materialnummer: 09910260 / Alte Materialnummer: 68915002D



- Überprüfung der Dampfdurchdringung mit chemischem Indikator
- Anzeige der Ergebnisse durch Farbumschlag
- 1 Prüfkörper, 250 Indikatoren

Produktzugehörigkeit

Klein-Sterilisatoren

•

Gerätezugehörigkeit

PS 1201 B EXCELLENCE

•

PST 1710

•

PST 1720

•

PST 2210

•

PST 2220

•

Produktkategorie

Indikator/Test

•

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

22

Außenmaß, Nettobreite in mm

117

Außenmaß, Nettotiefe in mm

177

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

23

Außenmaß, Bruttobreite in mm

120

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

177

Nettogewicht in kg

0,05

Bruttogewicht in kg

0,09