



ALPRO MEDICAL GMBH
Mooswiesenstr. 9 ♦ D-78112 St. Georgen
Tel.: +49 7725 9392-0 ♦ Fax: +49 7725 9392-91

BETRIEBSANWEISUNG

Gem. § 14 GefStoffV

Stand: 12.07.16

Arbeitsbereich: _____

Tätigkeit: _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

WL-clean

Klares, farbloses Aerosol mit charakteristischem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Achtung. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Schwach wassergefährdender Stoff (WGK 1).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Verletzten Erste Hilfe leisten, unbedingt auf Selbstschutz des Helfers achten.
Vorgesetzte informieren. Unbeteiligte warnen.

Polizei 110
Feuerwehr 112

ERSTE HILFE



Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Hautkontakt: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Augenkontakt: Sofort mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken.

Notarzt Tel.: _____

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Restentleerte Verpackungen können in den Hausmüll gegeben werden.
Befüllte Verpackungen an die Entsorgungsstelle geben.