

**Die führende Technik  
von morgen.  
Heute erhältlich.**



**HinriMill Z4**

# Präzise. Schnell. Unabhängig. Wirtschaftlich.



## Höchste Präzision

- Fräsen und Schleifen in Ultra-HD
- schwere Industriequalität
- 3 µm Wiederholgenauigkeit



## Schnellste Fertigung

- Restaurationen in unter 10 Minuten
- Blockeinspannung in 2 Sekunden
- elektrische Schnellfrequenzspindel mit 100.000 U/min



## Komplette Unabhängigkeit

- 30 Blockmaterialien von 12 Herstellern – Tendenz steigend
- >140 Titan- und CoCr-Prefab-Abutments von 11 Herstellern
- validiert für alle gängigen Scanner und CAD-Software
- integrierter PC mit Touchscreen und WLAN – kein Laptop/Tablet nötig
- eingebauter Kompressor – keine externe Druckluftversorgung nötig



## Größte Wirtschaftlichkeit

- klares Wasser – keine Zusätze nötig
- einfach zu erlernen, leicht zu bedienen
- die ideale Ergänzung aus dem Hause ERNST HINRICHS Dental: langlebige Präzisionswerkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen



Made in Germany

**ERNST HINRICHS Dental**

**Tomorrow's leading  
technology.  
Available today.**



**HinriMill Z4**

# Precise. Fast. Independent. Economical.



## Highest Precision

- Milling and grinding in ultra HD
- Heavy industrial quality
- 3 microns repetition accuracy



## Fastest Production

- Restorations in under 10 minutes
- 2-second block insertion
- 100,000 RPM electrical high frequency spindle



## Complete Independence

- 30 block materials from 12 manufacturers – and growing
- >140 titanium and CoCr prefab abutments from 11 manufacturers
- Validated with all established scanners and design software
- Integrated PC with touch screen and Wi-Fi – no laptop or tablet necessary
- Built-in compressed air – no compressor needed



## Extremely Economical

- Clear water – no additives necessary
- Easy to learn, easy to operate
- The perfect complement, made by EHD: long-life precision tools with competitive pricing



Made in Germany

**ERNST HINRICHS Dental**