

SICHERHEITSDATENBLATT nach 91/155/EEC

Version 1.0

Ausstellungsdatum: 14.06.2009

Seite 1/2

1 – STOFF- /ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Bezeichnung des Stoffes:

Handelsname: **FotoSan Agent Low, FotoSan Agent Medium, FotoSan Agent High**

Hersteller:

CMS Dental
Njalsgade 21G
DK-2300 Kopenhagen S

Telefon:+ 45 32 57 30 00

Fax: + 45 32 57 10 23

Notrufnummer:

+ 45 32 57 30 00

2 – ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Summenformel:

$C_{15}H_{16}ClN_3S$ Toluidinblau O : 0,1 mg/ml

Synonym: Toloniumchlorid

CAS No: 92-31-9

EC No: 202-146-2

3 – MÖGLICHE GEFAHREN

Kein gefährliches Produkt, keine Gefahren unter normalen Gebrauchsbedingungen.

4 – ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen.

5 – MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Pulver, Schaum

6 – MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: Siehe Sektion 8

Umweltschutzmassnahmen: keine besonderen Massnahmen notwendig

Verfahren zur Reinigung: Mit trockenem Tuch aufnehmen

7 – HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung: Während der Arbeit nicht essen oder trinken.

Vorsichtsmassnahmen gegen Feuer oder Explosion: nicht notwendig.

Lagerung: Dicht verschlossen. Bei Raumtemperatur lagern (< 25 °C).

8 – EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Hand- und Augenschutz: Schutzhandschuhe

Hygienemassnahmen: Unter normalen Bedingungen keine notwendig

SICHERHEITSDATENBLATT nach 91/155/EEC

Version 1.0

Ausstellungsdatum: 14.06.2009

Seite 2/2

9 – PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: flüssig

Farbe: blau

10 – STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität: Unter normalen Bedingungen stabil.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine.

Gefährliche Reaktionen: Keine.

Zu vermeidende Stoffe: Keine.

11 – TOXIKOLOGISCHE INFORMATION

Mögliche Allergien gegen Toluidinblau O.

12 – ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

13 – HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Chemikalien müssen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden. Chemikalien und Reststoffe sind generell als Spezialmüll anzusehen. Unter www.retrologistik.de finden Sie spezielle Hinweise für die jeweiligen nationalen Gegebenheiten sowie Ansprechpartner.

14 – ANGABEN ZUM TRANSPORT

Den Versandvorschriften nicht unterstellt.

15 – REGULATORISCHE VORSCHRIFTEN

Label nach EC Direktive: MDD 93/42

16 – SONSTIGE ANGABEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den zahnärztlichen Gebrauch zugelassen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt kommt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen und ersetzt dieses nicht. Die o.a. Information basiert auf den bisher bekannten Kenntnissen und bezieht sich ausschliesslich auf die Sicherheitsanforderungen dieses Produktes.

Der Einkäufer/Benutzer muss mit den Regularien und dem Gebrauch in der therapeutischen Anwendung vertraut sein.

Falls der Einkäufer/Benutzer nicht mit den Anwendungen dieses Produktes vertraut ist, kann der Hersteller in KEINEM Fall haftbar gemacht werden.

ACHTUNG: Der Gebrauch dieses Produktes für andere Anwendungen als beschrieben ist ausschliesslich in der Verantwortung des Verwenders, NICHT des Herstellers.