

Zusammensetzung Lote

Art.Nr.	Art.Bezeichnung	Inhaltstoffe	Gewicht %	Medizinprodukt
102-302-00	Nickel-Chrom-Molybdän Sold 1	Nickel (Ni)	65,0 - 68,0%	ja
		Chrom (Cr)	18,0 - 19,5%	
		Molybdän (Mo)	4,0 - 5,0%	
		Silizium (Si)	4,0 - 5,0%	
		Bor (B)	2,0 - 4,0%	
102-303-01	Rema Sold 2	Gold (Au)	61,0 - 62,0%	ja
		Silber (Ag)	21,0 - 22,0%	
		Kupfer (Cu)	Spuren	
		Zink (Zn)	12,0 - 14,0%	
		Nickel (Ni)	2,0 - 3,15%	
		Mangan (Mn)	Spuren	
102-306-00	Kobalt-Chrom-Molybdän Sold 1	Kobalt (Co)	63,5 - 76,0%	ja
		Chrom (Cr)	16,0 - 22,0%	
		Molybdän (Mo)	4,0 - 7,0%	
		Silizium (Si)	3,0 - 6,0%	
		Bor (B)	0,8 - 1,5%	
142-100-10	Kobalt-Chrom Lötstäbchen	Chrom (Cr)	19%	ja
		Nickel (Ni)	17%	
		Silizium (Si)	8%	
		Wolfram	4%	
		Kobalt (Co)	Rest	
380-200-01	Hartlot, niedrig schmelzend	Silber (Ag)	56%	nein Wurde aus dem Lieferprogramm gestrichen! (kein Ersatz vorhanden)
		Kupfer (Cu)	22%	
		Zink (Zn)	17%	
		Zinn (Sn)	5%	
380-300-01	Hartlot, hochschmelzend	Silber (Ag)	44%	nein ⁽¹⁾ Wurde aus dem Lieferprogramm gestrichen!
		Kupfer (Cu)	30%	
		Zink (Zn)	26%	
380-600-50	Weißgoldlot	Gold (Au)	77%	ja
		Nickel (Ni)	16%	
		Zink (Zn)	6%	
		sonst.	Flussmittel	
380-604-50	Universal Silberlot, Stangenlot	Silber (Ag)	59%	ja
		Kupfer (Cu)	16%	
		Zink (Zn)	24%	
		sonst.	Flussmittel	
380-700-50	Weißgoldlot auf Rollen	Gold (Au)	76,50%	ja
		Nickel (Ni)	16,60%	
		Zink (Zn)	6,50%	
		Kupfer (Cu)	0,40%	
380-704-50	Universal Silberlot, auf Rollen	Silber (Ag)	59%	ja
		Kupfer (Cu)	16%	
		Zink (Zn)	25%	
381-000-00 381-100-00	Lötplättchen	Silber (Ag)	45%	ja
		Kupfer (Cu)	20%	
		Zink (Zn)	8%	
		Zinn (Sn)	4%	
		sonst.	Flussmittel	
381-201-01	Lotträger	Silber (Ag)	56%	nein (kein Ersatz vorhanden)
		Kupfer (Cu)	22%	
		Zink (Zn)	17%	
		Zinn (Sn)	5%	
		sonst.	Messingdraht	

⁽¹⁾ Ersatz: Universal Silberlot, auf Rollen

Art.Nr. 380-704-50