

74258

Firma	RSB DENTALGERÄTE GmbH 78727 Oberndorf/N 4 Stuttgarter Str.62		
Handelsname	RSB-FOLIFLEX		
1.0	Chem. Charakterisierung		
1.1	Material	Ethylencopolymer und Vinyl Acetat	
1.2	Form	Folienplatten 120mm Ø	
1.3	Farbe	transparent	
1.4	Geruch	Ester	
2.0	Physikalische Angaben		geprüft nach
2.1	Zustandsänderung	60°C (VST/B/50)	DIN 53 460
2.2	Rohdichte	0,95g/cm³	DIN 53 479
2.3	Kugeldruckhärte		DIN 53 456
2.4	Schlagzähigkeit		DIN 53 453
2.5	Verarbeitungstemperatur	130°C - 240°C	
2.6	Thermische Zersetzung	>260°C	
2.7	Zersetzungsprodukte	260°C Bildung von Essigsäure und Kohlenoxyd	
3.0	Transport	kein gefährliches Transportgut Vor Hitze und Nässe schützen	
4.0	Vorschriften	RSB-FOLIFLEX ist kein gefährlicher Stoff im Sinne der GefStoffV.	
5.0	Schutzmaßnahmen	ausreichende Belüftung und Absaugung des Arbeitsplatzes Brille, Schutzkleidung bei Arbeiten mit rotierenden Instrumenten heiße Folien nicht in die Hand nehmen	
6.0	Unfälle/Brände	Hautverbrennungen müssen klinisch behandelt werden nach Einatmen von Zersetzungsdämpfen Frischluft zuführen toxische Brandgase bei Verbrennung Löschmittel Wasser, Schaum, Trockenmittel	
7.0	Toxikologie	Feststoff, wasserunlöslich keine gesundheitsschädigende Wirkung bekannt	
8.0	Oekologie	keine umweltschädigenden Wirkungen bekannt kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften mit mit Hausmüll abgelagert oder verbrannt werden	
9.0	Hinweise	Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Gesetze und Vorschriften sind vom Anwender in eigener Verant- wortung zu beachten.	